

再使用禁止

ストローマン スクリューリテインアバットメント(滅菌済) BL

【禁忌・禁止】

<適用患者>

次の患者には使用しないこと。

- ・本品の成分及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者
- ・インプラント埋入部位の骨質・骨量がインプラントを支持するのに不十分な患者。[オッセオインテグレーションが得られず、脱落等の恐れがある。]
- ・出血性素因を有する患者。[異常出血を起こす恐れがあり、手術部位の治癒が不良になる恐れがある。]
- ・コントロールされていない糖尿病患者。[手術部位の治癒不良及び易感染性が高まる恐れがある。]
- ・一般的な口腔外科手術が禁忌とされる患者。[侵襲により疾患の悪化、既往症の再発もしくは術後の手術部位の治癒が不良になる恐れがある]
- ・骨の成長過程が完了していない患者。[顎骨形成不良の要因となる恐れがある。]
- ・悪性腫瘍等により放射線照射や化学療法を受けている患者。[手術部位の治癒が得られない恐れがある。]

<使用方法>

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

**1. 概要

本品は無歯顎又は部分無歯顎を有する患者の上顎骨及び下顎骨に埋植された歯科用インプラントフィクスチャに固定して、上部構造体の支台となる歯科用インプラントアバットメント及びコーピングである。本品のアバットメント(並びにアバットメントに同梱されるベーサルスクリュー及びトランスファースレッドアライメントピン)はガンマ線又はエックス線により滅菌されて供給される単回使用医療機器である。

2. 形状

指定外単位:mm

1) アバットメント

** (1) アバットメント (標準)

① ストレートタイプ

製品識別 番号	接続部 略称	最大径	全長	陽極酸化 処理の有無
022. 0124S	NC	φ 3. 5	9. 1	有(青色)
022. 0125S			10. 1	
022. 0126S			11. 1	
022. 0128S		φ 4. 6	9. 6	有(黄色)
022. 0129S			10. 6	
022. 0130S			11. 6	
022. 0132S	RC	φ 4. 6	9. 6	無処理
022. 0133S			10. 6	
022. 0134S			11. 6	

** ② アングルタイプ

製品識別 番号	接続部 略称	タイプ ※1	全長	最大径	角度※2	陽極酸化 処理の有無
022. 0136S	NC	A	(6. 8)	φ 4. 6	17°	有(黄色)
022. 0137S		B				
022. 0138S		A	(7. 6)			
022. 0139S		B				
022. 0140S		A	(8. 6)			
022. 0141S		B				
022. 0142S		A	(9. 6)		30°	
022. 0143S		B				
022. 0144S		A	(7. 2)			
022. 0145S		B				
022. 0146S		A	(8. 2)			
022. 0147S		B				
022. 0148S	A	(9. 2)	17°			
022. 0149S	B					
022. 0150S	A	(8. 5)		無処理		
022. 0151S	B					
022. 0152S	A	(9. 3)				
022. 0153S	B					
022. 0154S	A	(10. 3)				
022. 0155S	B					
022. 0156S	A	(11. 3)	30°			
022. 0157S	B					
022. 0158S	A	(8. 9)				
022. 0159S	B					

製品識別 番号	接続部 略称	タイプ ※1	全長	最大径	角度※2	陽極酸化 処理の有無
022.0160S	RC	A	(9.9)	φ 4.6	30°	無処理
022.0161S		B				
022.0162S		A	(10.9)			
022.0163S		B				

※1 アングルタイプには、先端部に対するクロスフィットの位置の違いによりAタイプ及びBタイプがある。

**※2 インプラントとアバットメントの各主軸がなす角度

** (2) アバットメント (交換用)

① ストレートタイプ

製品識別 番号	接続部 略称	最大径	全長	陽極酸化 処理の有無
022. 2745S	NC	3. 50	5. 45	有(青色)
022. 2746S			6. 95	
022. 2753S			8. 45	
022. 2747S		4. 60	5. 65	有(黄色)
022. 2748S			7. 15	
022. 2754S			8. 65	
022. 4745S	RC	4. 60	7. 3	無処理
022. 4746S			8. 8	
022. 4751S			10. 3	

② アングルタイプ

製品識別 番号	接続部 略称	タイプ ※1	全長	最大径	角度 ※2	陽極酸化 処理の有無	
022. 2749S	NC	A	6. 8	4. 60	17°	有(黄色)	
022. 2750S		B					
022. 2755S		A	8. 1				
022. 2756S		B					
022. 0010S		A	9. 6				
022. 0011S		B					
022. 2751S		A	6. 4		30°		
022. 2752S		B					
022. 2757S		A	7. 7				
022. 2758S		B					
022. 0012S		A	9. 2				4. 83
022. 0013S		B					
022. 4747S	RC	A	8. 5	4. 60	17°	無処理	
022. 4748S		B					
022. 4752S		A	9. 8				
022. 4753S		B					
022. 0014S		A	11. 3				
022. 0015S		B					
022. 4749S		A	8. 1		30°		
022. 4750S		B					
022. 4754S		A	9. 4				
022. 4755S		B					
022. 0016S		A	10. 9				4. 92
022. 0017S		B					

※1 アングルタイプには、先端部に対するクロスフィットの位置の違いによりAタイプ及びBタイプがある。

※2 インプラントとアバットメントの各主軸がなす角度

2) コーピング

(1) クラウン・ブリッジ用

製品識別番号	最大径	全長	用途	対応するアバットメント
023. 2747	φ 4. 1	11	クラウン用	本品の最大径 3. 5mm のア バットメントすべて
023. 2749			ブリッジ用	
023. 4747	φ 5. 1		クラウン用	本品の最大径 4. 6mm のア バットメントすべて
023. 4751			ブリッジ用	

(2) クラウン・ブリッジ テンポラリー用

製品識別番号	最大径	全長	用途	対応するアバットメント
024. 0021	φ 4. 1	11. 5	クラウン用	本品の最大径 3. 5mm のアバットメントすべて
024. 0022			ブリッジ用	
024. 0023	φ 5. 1		クラウン用	本品の最大径 4. 6mm のアバットメントすべて
024. 0024			ブリッジ用	

3) 付属品(ベールスクリュー)

(1) ストレートアバットメント (交換専用) 用



製品識別番号	最大径	全長	対応するアバットメント
023. 4749	2.00	8.75	022. 2745S, 022. 2747S, 022. 4745S
023. 4750	2.00	10.25	022. 2746S, 022. 2748S, 022. 4746S
023. 4760	2.00	11.75	022. 2753S, 022. 2754S, 022. 4751S

** (2) アングルアバットメント用



製品識別番号	最大径	全長	対応するアバットメント
025. 0002	φ2.10	7.15	本品のアングルアバットメントすべて

4) 付属品(トランスファーアンドアライメントピン)



製品識別番号	最大径	全長	対応するアバットメント
025. 0009	φ4.00	25.00	本品のアバットメントすべて

5) 付属品(保護キャップ)



製品識別番号	全長	最大径	対応するアバットメント
024. 0019-04	5	φ6.5	本品の最大径 3.5mm のアバットメントすべて
024. 0020-04	5.1	φ7	本品の最大径 4.6mm のアバットメントすべて

**6) 付属品(オクルーザルスクリュー)



製品識別番号	最大径	全長	対応するアバットメント、コーピング
023. 4763	φ2.20	3.65	本品のアバットメントおよびコーピングすべて
025. 0054/ 010. 6073	φ2.35	4.1	本品のアバットメントすべてと歯科技工物

**3. 作動原理

アバットメントはインプラントに装着し、上顎又は下顎において上部構造体(クラウン、ブリッジ又はバー固定式デンチャー)の支台となる。

4. 原材料

チタン合金、純チタン グレード4、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントフィクスチャに固定して上部構造体の支台となる歯科用インプラントアバットメントである。

【使用方法等】

1. 併用医療機器

本品は自社が指定するインプラントシステム並びに併用手術器具とのみ使用すること。インプラント接続部はナロックロスフィット(NC)もしくはレギュラークロスフィット(RC)と一致する構成部品と組み合わせて使用すること。

2. 使用前の手順

本品はアバットメントを除き末滅菌品であるので、口腔内に入れる前には高圧蒸気滅菌を行うこと。なお、滅菌後の製品は保管せず、すぐに使用すること。

《推奨する滅菌条件》

方法：高圧蒸気滅菌(プレバキューム方式)

条件：132℃/134℃、3分

3. 使用方法

本品を用いた一般的な使用方法を以下に示す。

1) 暫間補綴物の装着

インプラントの埋植後、適切な暫間補綴物を、ドライバーを用いて規定のトルクでインプラントに装着する。これらはインプラントを保護するだけでなく、歯肉形状を形成する役割を果たす。

アバットメントに暫間補綴物を装着する場合は、暫間補綴物又は保護キャップを、ドライバーを用いて規定トルク値 15Ncm でアバットメントに装着する。このとき、暫間補綴物又は保護キャップ®に咬合負荷がかからないことを確認すること。保護キャップ及びコーピングのクラウン・ブリッジテンポラリー用は暫間補綴物用であるため口腔内での使用はそれぞれ 30 日、180 日以内とする。

※併用医療機器 販売名: ストローマン スクリューリテインアバットメント BL(承認番号: 22700BZX00398000)

2) 印象採得

インプラントの安定後、印象コーピングを用いてインプラントの位置を正確に再現した印象を採得する。

**3) 最終補綴物の装着

インプラントの安定後、適切なアバットメントを、ドライバーとトルクレンチを用いて規定トルク値 35 Ncm でインプラントに装着する。コーピングのクラウン・ブリッジ用を使用して上部構造体(歯科技工物)を作成する場合は、必要に応じてコーピングを切削する。ただし、径を細くする切削は行わないこと。

上部構造体(歯科技工物)は、既製のコーピング®を使用して作成することもできる。コーピングを使用して銲接を行う際には、以下の推奨条件に基づき技工操作を行うこと。

・コーピング自体には角度を付与しない

・モデリングエイドを超える高さ(15.6mm)を付与しない

・Wax Up 厚さ: 0.7mm 以上

・銲接に使用する合金の規格: ISO 22674 Type 4 に準拠した歯科用合金

※併用医療機器 販売名: ストローマン パーンアウトコーピング(認証番号: 227AGBZX00115000)

構成品名	製品番号
1) コーピング	023. 2751、023. 2752、023. 4753、023. 4754、023. 2753、023. 4755
2) スクリュー(付属品)	023. 4763
3) モデリングエイド(付属品)	-
4) プラスチックコーピング	023. 2748、023. 2755、023. 4748、023. 4758

**4) 通常荷重

治癒状況、選択している治療指針等を考慮のうえ、上顎4ヶ月、下顎3ヶ月を目安として全咬合荷重を加えることができる。

5) 早期荷重

SLActive 表面を持つインプラントと併用した場合、良好なインプラントの安定性が得られていれば、φ4.1mm と φ4.8mm のインプラントは術後 3~4 週以降、φ3.3mm のインプラントに関しては、少なくとも術後 8 週以降の暫間修復過程において全咬合荷重を加えることができる。

〈早期荷重をかける場合の要件〉

早期荷重については、以下の要件を満たす場合であっても、インプラント埋植時の初期固定状況やその後の治癒経過の状態を歯科医師が慎重かつ総合的に診査した上で、早期荷重の可否を判断すること。早期荷重をすることでインプラント成功の予知性が低いと判断された場合には通常の免荷期間とすること。以上を踏まえて以下の全ての項目に適合すること

・上顎又は下顎において、後方に咬合支持のある中間欠損であること。

・20 歳以上。

・インプラントの品種による使用部位の制限を守ること。

・口腔衛生が良好なレベルであること。

・インプラント埋植予定部位は、骨質レベルが I~III でありインプラントの埋植を可能とする骨量があること。

・インプラント埋植予定部位の抜歯窩が十分に治癒していること(抜歯後 16 週間以上経過)。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

(1) 設計においては、インプラント及びアバットメントへの負荷及び周辺組織への影響を十分に考慮し、本品の種類及びサイズを選択すること。

(2) 本品の装着には適切なインストルメントを用いること。

(3) 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

(4) 本品を装着する際は、フィクスチャの内面を十分洗浄すること。

(5) 術中は患者の全身のおよび口腔内の状態を監視し、異常が認められた場合は治療の中止等を含め、患者の安全を確保すること。

(6) 術後の定期的な診査を行い、必要に応じて適切な処置を講ずること。

【使用上の注意】

〔使用注意 (次の患者には慎重に適用すること) 〕

(1) 咬合障害、パラファンクション(ブラキシズム等)を有する患者。〔インプラント体や補綴物の破損により外傷が生じ、再手術が必要になる恐れがある。〕

(2) 周術期の喫煙者。〔創傷の治癒が得られない恐れがある〕

(3) 放射線治療の既往歴がある患者。〔手術部位の治癒が得られない恐れがある〕

(4) 長期間に及ぶステロイド療法実施患者あるいは抗凝固薬、抗血小板薬を使用している患者。〔手術部位、周囲組織、又は患者の治癒機能に影響する場合がある。〕

(5) 免疫抑制薬を使用している患者。〔手術部位の治癒及び予後に影響する場合がある。〕

(6) 治療に非協力的な患者、口腔衛生管理・術後管理ができない患者〔術後のケアが困難になる恐れがある。〕

〔重要な基本的注意〕

(1) インプラント治療を行う際には、「口腔インプラント治療指針」(公益社団法人日本口腔インプラント学会編)等の最新情報を参考に行うこと。

* (2) 非臨床試験によって本品はMR Conditionalであることが示されている。本品を装着した患者に対して、以下に示される条件下においては、安全にMR検査を実施することが可能である。(自己認証による)

静磁場強度	1.5T 又は 3T
静磁場強度の勾配	4,000gauss/cm(40T/m)
MR装置が示す全身最大SAR (Specific Absorption Rate)	2W/kg(通常操作モード)

上記条件で15分のスキャン時間において本品に生じうる最大の温度上昇は4.9℃以下である。

本品が3TのMR装置における勾配磁場エコー法による撮像で生じうるアーチファクトは本品の実像から10mmである。

〔相互作用〕(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

＜併用注意＞

取扱説明書を必ずご参照ください

(1)電気メス・高周波メス等は手術時にインプラント体に接触しないように注意すること[意図しない発熱やスパークが発生する恐れがある]

[不具合・有害事象]

1)不具合

- ・誤飲
- ・インプラント、アバットメント、他のコンポーネントやツールの損傷
- ・アバットメントや他のコンポーネントの締結部の緩み
- ・不適切な最終補綴物、クラウン、ブリッジ、オーバーデンチャー又はその他の補綴物の不具合
- ・インプラントの破損
- ・インプラントの喪失(脱落)及び/又は撤去

2)有害事象

- ・掌跖膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)
- ・患者の咀嚼機能不全

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・常温・常湿で直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:ストローマン・ジャパン株式会社

連絡先:0120-689-930

外国製造業者:Institut Straumann AG(ストローマン社)

外国製造業者国名:スイス連邦