

ドルフソフト小児

【形状・構造及び原理等】

本品は、芯材にソフトウレタンを使用した頸椎固定用シー
ネである。

頸部を固定することにより頸椎損傷部への負担を軽減する。

【使用目的又は効果】

損傷した頸椎部位を固定（保護、安静保持）するために用い
る。

【使用方法等】

※※ ・上下はない。

※※ ・肌側／外側を確認する。

（商品タグの付いている面を外側にする）

・首に巻き、首の後ろで面ファスナーを留める。

【使用上の注意】

- ・ご使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- ・頸椎固定以外の用途には、使用しないでください。
- ・本品は頸椎の保護、安静保持を目的としていますが、ご
使用状況やご使用者の健康状態によって必ずしも完全に
保護できるわけではありません。
- ・ご使用中に異常を感じた場合は、使用を中断し医師に相
談してください。
- ・ご使用の際は、面ファスナーが直接肌にあたらないよう
に装着してください。
- ・面ファスナーを着衣に引っかけないようにご注意ください
い。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

直射日光、火気及び高温を避け、湿気の少ない清潔な場
所に保管すること。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎

神奈川県横浜市瀬谷区卸本町 9279-69

商品に関するお問合せ先 0120-094-315