

機械器具61 歯科用ハンドピース
一般医療機器 歯科技工用電動式ハンドピース 70746000
WSPT 電動ハンドピース Peace+ (ピースプラス)

【禁忌・禁止】
「使用方法」
・以下のような歯科技工用切削器具(以降はバーという)は使用しないこと。
「バー破損、飛び出しによるけがのおそれ」
・振れ、曲がり、傷などがみられるもの
・シャंक部に摩耗が見られるもの
・バーの製造販売業者が指定する許容回転速度を守ること。「バー破損、モーター
ハンドピースの飛び出しによるけがのおそれ」

【使用方法等に関連する使用上の注意】
使用中の回転数変更は研削材が破損する恐れがあるので、行わないこと。
破損を避けるため、無理な角度や過度の圧力をかけて使用しないこと。
【使用目的又は効果】
本品は、モーターを内蔵し、歯科技工で用いる歯科用バー、リーマー等の
回転器具を接続し、技工物などの加工(研削・研磨)行う。

【形状・構造等】



【使用方法等】

1. ハンドピースのビットがしっかりと固定されているかを確認してください。
2. 一番下の部分を1回押すたびに回転方向が切り替わります。
3. 回転速度の調整は下のリング部分を右に回すと回転速度がUPし、
左に回すと回転速度がDOWNとなります。

【充電方法】

1. バッテリー残量が少なくなると液晶画面に「Lo」と表示されます。
2. 付属のUSBケーブルを使用し、充電させてください。
3. 充電時は赤ランプが点灯し、充電完了時には緑ランプが点灯します。
4. 充電しながらのご使用は推奨いたしません。

●充電時間: 3.5時間(フル充電)

●連続回転時間: 5時間(無負荷時)

使用環境条件

- ・温度: 0℃～40℃
- ・湿度: 35%～70%
- ・気圧: 1.060hPa(アンダー)
- ・環境: 引火性の物から遠ざけ、必ず換気をしてください

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」
水分、腐食性薬剤及びこれらの蒸気、並びに衝撃や外部圧を避け保管す
ること。

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者: 合同会社 WSPTジャパン
〒341-0024
埼玉県三郷市三郷1-20-18
TEL 048-954-5636

【使用上の注意】

1. 使用前にハンドピース先端部分を清掃してください。
2. ハンドピースを交換する際は、電源を切ってください。
3. ビットを差し込む際は、ビットの振動や落下を防ぐため、ハンドピースの
底まで差し込んでください。
4. 曲がったり、変形したり、壊れたりしているビットは差し込まないで下さい。
5. 異常な振動や音が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
6. 回転部分には触れないでください。
7. 安全のため、使用の際は子供から遠ざけてお使いください。

