

機械器具 1 手術台及び治療台  
一般医療機器 汎用電動式手術台 36867020  
特定保守管理医療機器  
汎用手術台

**【禁忌・禁止】**

- ・本製品に対し改造・加工・変更等は行わないこと
- ・変形、破損等が認められた場合は使用しないこと
- ・本装置は当社が認めた者以外が、  
修理・保守点検しないこと
- ・摩耗または損傷のあるアクセサリは、使用しないこと

**【警告】**

- ・間違った患者のポジショニングにより生命機能が  
害される場合があります。正しく患者の位置を決めて  
継続的な観察を維持する事
- ・本手術台の動作範囲に人及び物、または体の一部が  
危害を受けない場所にあるか確認する事。

**【形状・構造及び原理等】**

1.



本装置は以下のユニットにより構成される

- ①手術台
- ②調整コントローラ

**2.電気定格**

定格電圧 AC100V(50/60Hz)  
定格消費電力 200W  
運転時間 2分ON/18分OFF

**3.本体寸法**

寸法/チェア時: W790(900) × D1,340 × H1,280～H1,480  
ベット時: W790(900) × D1,940 × H510～H710

**【使用目的又は効果】**

手術が必要な部位の大部分に適応するように改良した  
完全移動型手術台(汎用)。コンセント電源式

**【使用方法】****操作方法**

- ①電源ケーブルに接続する。
- ②手術台を最適に移動し、キャスターをロックする。
- ③調整コントローラにて最適なポジションに調整する。

**環境条件**

- ・温度: +10℃～+35℃
- ・湿度: 30%～65%

**【使用上の注意】**

- ・不安定な場所に置かず、キャスター固定して使用しているか確認する事。
- ・テーブルの移動の際は動作範囲に人  
モノがないか確認して操作する事。
- ・医療従事者以外の方は操作しないこと
- ・患者は医療従事者に従うこと
- ・テーブルトップの端に腰掛けしたりしないこと
- ・危機に強い振動や衝撃を与えないこと
- ・手以外でスイッチ操作をしないこと
- ・分解、修理中の感電や修理の不備による異常動作で怪我が発生する  
可能性が御座います。危険です。お客様自身での修理・改造等は  
絶対に行わないで下さい。

**【保守点検に係る事項】**

- ・定期点検は当社又は当社が認めた修理業者に依頼して下さい。

**1.使用者による保守点検(日常点検)事項**

- ・コード、ケーブル類の破損及び接続状態の確認。
- ・テーブルが調整コントローラによって正常に動作することを確認。
- ・機器の破損状態の確認

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

- ・水にかからない場所に保管する事。
- ・直射日光が長時間当たらない場所に保管する事。
- ・傾斜、振動、衝撃等不安定な場所で保管しないこと。

**【製造販売業者】: 株式会社たかふね工業**

製造販売業者: 〒454-0808

住 所: 愛知県名古屋市中川区九重町6-17

: 052-361-7551 FAX 052-361-7550

電 話 番 号

: 株式会社たかふね工業

製 造 業 者