

ティードライバー

【禁忌・禁止】

- ・本製品に対し改造・加工・変更等は行わないこと。
- ・変形、破損、異常等が認められた場合は使用しないこと。
- ・本品又は類似成分の原材料に対して発疹等、過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 装置外観図



2. 組成

ドライバー: ステンレス
キャップ: ステンレス

3. 原理

本品は歯科用インプラントのフィクスチャーに被せるアパットメントのねじ締め用を使用。
ビット先端のテーパー部がアパットメントの六角穴のテーパー穴と面当たりをしガタなく取り付けらる。
上面を手指で押さえながら六角部をつまんで回転させる。

【使用目的・効果】

本品は、歯科用インプラントの外科手術に用いる再使用可能な手動式の器具である。

【品目仕様等】

ドライバービットのストレート部に曲りがなく、先端形状に崩れがないこと。全体に汚れや傷などがないこと。

【操作方法又は使用方法等】

1. アパットメントの六角穴に先端部を差し込む。
2. 六角部をつまんで手動で回転させる。

【洗浄及び滅菌方法】

洗浄

アルコール液とともに、5分間の超音波洗浄を行う。その後、十分に乾燥をさせること。

滅菌

滅菌法 : 高圧蒸気滅菌すること。

滅菌条件:

予備真空有り	予備真空なし
温度 : 132～134℃	温度 : 132～134℃
暴露時間 : .: 4分以上	暴露時間 : .: 20分以上

【使用上の注意】

1. 本品は未滅菌製品であるため、使用前には必ず洗浄・滅菌を行ってから使用すること。
2. 本品を使用している際には、常に患者の口腔内、また全身の状態を観察すること。また異常が認められた場合は直ちに使用をやめ、適切な処置を行うこと。
3. 使用中に本品を患者口腔内に落下させないように十分に注意すること。万が一、落下させた場合は患者が誤飲しないように十分に注意して取り出すこと。
4. 使用方法及び環境によって錆びる事がありますので十分注意すること。
5. 使用前に本品の状態を確認し、欠損、異常等がある場合は使用しないこと。
6. 本品を無理な力で使用しないこと。また本品を使用してインプラントを無理な力で埋入しないこと。
7. 本品は歯科医師資格者以外は使用しないこと。
8. アルコールに長時間液浸させないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 高温・多湿、直射日光のあたる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
2. 歯科従業者以外が触れないように適切に管理・保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 本品は滅菌されてないので、必要に応じて使用前に滅菌すること。
2. 清掃にはナイロンブラシを使用し、ワイヤブラシ等は使用しないこと。
3. 洗浄後、目視検査を行い、異常がないことを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 : 株式会社たかふね工業
住 所 : 〒454-0808
愛知県名古屋市中川区九重町6-17
電 話 番 号 : 052-361-7551 FAX 052-361-7550

製 造 業 者 : 株式会社たかふね工業
弘和工業株式会社