

器62歯科用切削器
一般医療機器 歯科用スケーラー 35320000 (JMDNコード)

歯用ツール5点セット

【禁忌・禁止】

1. 改造の禁止：形態変更や改造等はないこと。
2. 異常時の使用禁止：本製品に劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
3. 注意事項の厳守：本製品の正しい使用のために、使用上の注意を必ず守ること。

【形状・構造】

本品は、作業部、ハンドル部からなる。

【使用目的・効能又は効果】

口腔内清掃、又は歯の表面から歯石等の沈着物を除去するために用いる。

【使用上の注意】

1. 作業部に破損、ヒビ、キズがないか確認すること。これらがあつた場合は使用しないこと。
2. 作業部は定期的にシャープニングを行うこと。
3. 洗浄、消毒の注意
 - ・消毒薬を使用しないこと。
 - ・フェノール類の薬品を使用しないこと。
 - ・超音波洗浄器の洗浄槽に浸さないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管上の注意：常温常湿で保管すること。

【保守・点検に関わる事項】

使用前・使用後の点検：使用前・使用後は、作業部に破損、ヒビ、キズがないか確認すること。これらがあつた場合は使用しないこと。

【包装】

5本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

法人名：武内製薬株式会社

住所：東京都品川区東五反田1-10-10 オフィスT&U

許可番号：13B3X10269

(販売業者)

法人名：NADIX株式会社

住所：大阪府池田市神田2丁目21番1号

TEL：0120-940-136

製造
番号