

2022年5月作成(第二版)

届出番号：13B3X10269000011 (デンタルミラーライトTH04)

機械器具 02 汎用歯科用照明器 12351000 (JMDNコード)

デンタルミラーライトTH04

【禁忌・禁止】

使用目的以外に使用しないこと。

【形状・構造】

デンタルミラーTH21に内蔵して使用する。デンタルミラーTH21のハンドルとミラーヘッド部の切り替え部分にLEDライトが上向きに内蔵されており、ライト点灯時にミラーヘッド部にむかって照明される。

サイズ

・直径約5mm

【使用目的、効能又は効果】

デンタルミラーTH21に内蔵して使用する。口腔内を照射して、検診を補助する。

【操作方法又は使用方法】

口腔内の見たい箇所に、LEDを点灯してミラーヘッドをかざす。デンタルミラーTH21に付いているスイッチボタンを操作して点灯させる。

【使用上の注意】

- ・直射日光に長時間さらさないこと。
- ・LEDは液中に浸さないこと。

【保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法
清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管する。
2. 使用期間
3年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

（製造販売業者）

法人名：武内製薬株式会社

住所：東京都品川区西五反田1-18-9 五反田NTビル

許可番号：13B3X10269

問い合わせ先：03-6721-7130

製造
番号

外箱に記載された使用方法、注意事項等を必ずご参照ください