


歯石取り

取扱説明書



2022年11月作成(第1版)

届出番号:13B3X10269000017

器62歯科用切削器
一般医療機器 歯科用スケーラ 35320000 (JMDNコード)
SW歯石取りツール

【禁忌・禁止】

- 1.改造の禁止：形態変更や改造等はないこと。
- 2.異常時の使用禁止：本製品に劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
- 3.注意事項の厳守：本製品の正しい使用のために、使用上の注意を必ず守ること。

【形状、構造及び原理等】

本品は下記の5点セットからなる。

(1) デンタルミラー



(2) ピンセット



(3) 鑷形スケーラ



(4) 鑷形スケーラ



(5) 舌用クリーナー



①

【原材料及びサイズ】

- 材質
420 stainless steel(耐熱ステンレス鋼)
- 本体サイズ
ケース：H195mm×W90mm×D20mm
- スティックの長さ
(1)デンタルミラー：160mm
(2)ピンセット：155mm
(3)鑷形スケーラ：165mm
(4)鑷形スケーラ：165mm
(5)舌用クリーナー：155mm

【使用目的又は効果】

口腔内清掃及び歯周治療時に歯の表面から歯石等の沈着物を除去するために使用する。

【使用方法等】

- 本品のハンドル部を持ち、作業部を歯面にあて歯石除去を行う。
- 必要に応じた構成品を用いて、歯石等沈着物の除去、口腔内審査又は圧排、創傷被覆・保護材等の把持、または触診等を行う。

【使用上の注意】

- 1.刃が付いているため、誤って手指等を切らないようご注意ください。
- 2.使用前に必ず洗浄等を行ってください。
- 3.使用後は感染防止のために必ず洗浄・消毒等を行ってください。
- 4.次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロロヘキシジン、超酸化水(超酸性水)等の機能水、家庭用洗剤は、金属腐食を起こすおそれがあるので使用しないでください。
- 5.消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使用してください。
- 6.破損、曲がり等の原因になり得ますので、使用時に必要以上の力を加えないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学薬品を避け、清潔な場所に保管してください。
- 水分、汚れが付着したまま保管しないでください。
- 本品は、湿度の高い場所に長時間放置すると錆びる恐れがあります。
- 本品は、湿度が低く清潔な場所に保管してください。

【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
名称：武内製薬株式会社
住所：東京都品川区西五反田 1-18-9 五反田 NT ビル
許可番号：13B3X10269
問い合わせ先：03-6721-7130

②

事前準備

- スクレーラを行う 2 週間程前から、歯磨きの際に歯ぐきも優しくマッサージしたり、デンタルフロスで歯と歯のすき間の歯垢を取り除いておく事をおすすめします。
- 歯ぐきが腫れていたり出血していると、スクレーラによってさらに症状を悪化させてしまう可能性があります。
- 使用前後は消毒用アルコールでスクレーラを消毒してください。
- アルコールに触れた状態で長時間放置しないでください。
- 口の中がしっかり見える鏡またはデンタルミラーをご用意ください。

使用方法

- ①消毒したスクレーラを指 3 本でもち、1 本の指を歯に沿えるようにして歯石を除去したい部分にスクレーラをあてます。
- 手が滑らないようにグリップの部分をしっかりと持ってください。
- 指を歯や頬に固定することで、コントロールが利きやすくなります。
- ②歯ぐきの根本付近から上に向かって 1mm ほど動かしながら歯石を少しずつ除去していきます。力を入れすぎると歯ぐきを傷つけてしまう場合があるので、力まずに歯ぐきから上へとスクレーラを動かしてください。



使用後

- 歯石除去を終えたら、歯石のカスなどが残らないようにしっかりと口をゆすいで下さい。
 - 使用したスクレーラは洗浄・消毒を行いしっかり乾かしてから専用のケースに入れて保管してください。
- ※万が一歯肉から出血した場合はしばらく経過を見て、出血が止まらない時は歯科を受診してください。

各ツールの使用方法

- ピンセット：口の中の異物を除去

3

- 歯石削り（鑷型スクレーラ）**：歯の表面・歯肉縁下・歯間部の垢をキレイに取り除くことができます。1 本で形の異なる刃を 2 本有している商品なので用途に合わせて使い分けができます。



- スクレーラ（鑷形スクレーラ）**：歯石除去に使用する両頭スクレーラです。1 本で形の異なる刃を 2 本有している商品なので、清掃したい歯の位置にあわせて使い分けができます。



4

- デンタルミラー**：口腔内にて反射鏡として使用できます。直接目視することが困難な部分を確認するために使用します。



- 舌用クリーナー**：舌苔のケアに使用します。



ご注意

- ご自身での使用は見える範囲のみにしてください。見えない部分を無理に使用しようとすると、歯肉や口腔内を傷つける可能性があります。
- セルフケアと定期的な歯科受診をおすすめします。
- スクレーラの先端はとても鋭利なためお取り扱いには十分お気を付けてください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 舌用クリーナーを他者と共有することはおすすめしません。
- ご使用後は水洗いし、しっかりと水気を拭き取った状態で涼しい場所に保管してください。水気が付着したまま長時間放置すると錆付きの原因になります。

製造番号

5