

GLゆびサックA

【禁忌・禁止】

- ・ 高温な物には近づけないでください。
- ・ 化膿のある方は使用しないでください。
- ・ 裂傷がある部位には使用しないでください。
- ・ 軟膏等の薬品や油脂類との併用はお止めください。
- ・ 製品素材にアレルギーのある方は使用しないでください。

【形状、構造及び原理等】

形状、構造

本品は、伸縮性のある布と弾力性のあるエラストマーを、布が外側、エラストマーが内側になるように貼り合わせて円筒状にした指サックです。

原理

伸縮性、弾力性のある材質を使用することにより、ヘバーデン結節やリウマチ等で変形した指の関節を保護し、物理的接触による痛みを緩和する。

【使用目的、効能効果】

弾力性のある材質によって、ヘバーデン結節やリウマチ等で変形した指の関節を保護し、物理的接触による痛みを緩和する。

【使用方法等】

手の指関節にはめて使用する。

【使用上の注意】

- ・ 装着する際は、指をよく洗い乾かしてください。また、キズや異常がないか確認をしてからご使用してください。
- ・ 体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こす事があります。このような症状が発生した場合は、直ちに使用を中止し医師に相談してください。
- ・ 素材の性質上、本品に亀裂が入ると切れる原因となりますので、無理に引っ張ったり、爪等で傷が入らないよう注意してください。
- ・ 汚れなどで装着しにくくなった場合は水で洗って、しっかりと乾燥させてからご使用ください。
- ・ すべての指にご使用いただけますが、親指など太めの指に装着する際には、無理に引っ張らないでください。指を痛める恐れがあります。
- ・ 材質の特性上、蜜柑等柑橘類の果汁及び除光液が付着すると、硬化し破れる恐れがあります。
- ・ 就寝中のご使用はおやめください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 室温で保管してください。
- ・ 直射日光や高温多湿を避けて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 着用前に破れやキズが無いことを確認してください。

【製造販売業者の氏名又は名称等】

総 発 売 元: 株式会社グリム

愛知県名古屋市中区錦2丁目5番24号

お問い合わせTEL: ☎0120-13-9668

(平日10:00~18:00)

製 造 販 売 元: 有限会社タイネット

神奈川県横浜市中区長者町5丁目75-1-408

