

医療用品 03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 歯科用手袋

モリタ ラテックスデンタルグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

天然ゴムによるアレルギー反応を起こすおそれのある医療従事者及び患者への使用は禁止。

【形状・構造及び原理等】

本品は、天然ゴムからなる未滅菌の使い捨てパウダなし歯科用手袋である。左右の区別なし。

1. 形状

- ・形状 S（直指形手袋）
- ・表面仕上げ T（表面の一部又は全面が粗面の手袋）
- ・パウダなし
- ・左右の区別なし

寸法：	全長(mm)	掌部の幅(mm)	厚さ(mm)
SS	240±10	70±10	
S	240±10	80±10	指先：0.08 以上
M	240±10	95±10	掌部：0.08 以上
L	240±10	110±10	

2. 材質

天然ゴムラテックス

**【使用目的、効能又は効果】**

歯科の診察、治療及び処置に用いる天然ゴム製手袋である。

【操作方法又は使用方法等】

手袋取出し口を開封し、手袋を取り出し装着する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は、天然ゴムを使用しており、天然ゴムによる、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、ぜんそく様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状を起こす可能性がある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施すこと。
- (2) 万一、包装が破損、汚損している場合や、製品に破損やピンホールなどの異常が認められる場合は使用しないこと。
- (3) 刃物や尖った器具に触れると、破れたり、穴があくことがあるので注意すること。

2. 相互作用

- (1) 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする場合があるので注意すること。

3. その他の注意

- (1) 使用後は感染防止に配慮し、適切に処分すること。

【機能および安全性に関する規格】

ASTM D 6319

引張強さ	21MPa 以上
切断時伸び	700%以上
老化後引張強さ	16 MPa 以上
老化後伸び	500%以上
水溶性タンパク質量	50 µg/g 以下
パウダ残量	2.0mg/glove 以下

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

本品は、水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避けて常温で保管すること。

2. 使用期限

製造年月より 3 年（自己認証による。）

使用期限は本品の包装に記載。

【包装】

100 枚／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者	株式会社ダンロップホームプロダクツ
住所	〒541-0059 大阪市中央区博労町 4-6-10
電話番号	06-7654-6439

製造業者（国名） スリ トラン グローブス パブリック社
Sri Trang Gloves (Thiland) Public Co., Ltd.
タイ

センコーメディカルロジスティクス株式会社
大阪府箕面市船場東 1-5-13
センコー株式会社仙波 PD センター内