

ベストフィット 2 フルフェイスマスク

【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞

- ・ AAV タイプは CPAP/Bi-level 装置以外と使用しないこと。
- ・ NV タイプは呼吸弁機能を有した装置以外と使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



NV タイプ



AAV タイプ

タイプ	NV	AAV
呼吸ポート	なし	あり

〔原理〕

送風されたガスが呼吸回路をとおり、本品を介し患者の鼻に供給される。

〔リーク流量〕

Therapy pressure	4cmH ₂ O	8cmH ₂ O	12cmH ₂ O	16cmH ₂ O	20cmH ₂ O
Flow (L/min)	19	30	39	47	55

【使用目的又は効果】

人工呼吸器の呼吸回路に接続し、患者の鼻を覆い、自発呼吸のある患者に人工呼吸器からのガスを供給する。

【使用方法等】

1. マスクに破損がないか確認する。
2. マスクで鼻を覆う。
3. ヘッドギアを装着する。
4. ストラップを締め、適切に装着されるよう調節する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・ 医師の指示に従い使用すること。
- ・ 自力でマスクの取外しができない患者に使用する場合は適切な管理の下使用すること。
- ・ 咽頭反射の障害等、逆流や嘔吐時の誤嚥を誘発する症状を持つ患者には使用しないこと。
- ・ マスクの装着は装置が正常に動作していることを確認してから行うこと。
- ・ 呼吸ポートや窒息防止弁開口部を塞がないこと。（AAV タイプ）
- ・ エルボーに損傷がある場合は使用しないこと。
- ・ 他の患者に使用する場合は、使用前に必ず消毒を行うこと。
- ・ 装置と酸素を併用する場合、装置が稼動していない時には酸素供給を停止すること。
- ・ 本品を酸素と併用中、または併用中の患者が周辺にいる場合、

喫煙は避けること。

- ・ 本品の使用中に異常を感じた場合は、使用を中止し医師に相談すること。
- ・ 以下の環境で使用する。
患者回路内の圧力：4 ～ 20cmH₂O
気温：5 ～ 35℃

【保管方法及び有効期間等】

〔耐用期間〕

約 3 年〔自己認証(当社データ)による〕
※保管状況により前後する。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

詳細は取扱説明書を参照のこと。

日常/使用後の手入れ

1. クッション部分に付着した皮脂を良く拭き取る。
2. マスクを分解する。
3. マスクの部品、ヘッドギアをぬるめの石鹸水で手洗いし、水でよくすすぐ。
4. 直射日光を避けた場所でよく乾かす。

- ・ 本品を漂白剤、塩素、アルコール、芳香族化合物、保湿剤や抗菌剤を含んだ石鹸、芳香オイル等で洗浄しないこと。
- ・ 本体を直射日光のあたる場所で保管しないこと。
- ・ 破損の恐れがあるためヘッドギアにアイロンを使用しないこと。
- ・ マスクを水に漬けたままにしないこと。

他の患者に使用する場合

- ・ 取扱説明書に従い洗浄、消毒を行うこと。
- ・ ヘッドギアは消毒ができないため上記に従って洗浄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：チェスト株式会社
TEL：03-3813-7200

製造業者：Curative Medical Technology Inc
中華人民共和国