

機械器具 06 呼吸補助器
一般医療機器 人工呼吸器用マスク（JMDN コード：70564000）

再使用禁止

GGM ネーザルインターフェイス

【警告】

＜使用方法＞

- ・ 本品の使用中は患者の状態を常にモニターし、閉塞、漏れ等に注意すること。[呼吸停止のおそれ]

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- ・ 再使用禁止。[本品は単回使用製品のため]
- ・ 本品の周囲では火気を避けること。[爆発や火災のおそれ]
- ・ 加温加湿器なしで使用しないこと。[患者気道の損傷のおそれ]

【形状・構造及び原理等】

形状

新生児用、乳児用



小児用、小児/成人用、成人用



原理

接続した人工呼吸器等からのガスが、チューブを通じインターフェイスより患者の鼻腔に送られる。

製品	構成品	素材
新生児用 乳児用	ネーザルインターフェイス	シリコン
	チューブ	EVA（エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂）
	接着テープ	EVA、ハイドロコロイド
小児用 小児/成人用 成人用	ネーザルインターフェイス	シリコン
	チューブ	ポリ塩化ビニル
	ヘッドバンド	ナイロン
	ネックストラップ	ナイロン

【使用目的又は効果】

人工呼吸器等の呼吸回路に接続し、患者の鼻へ人工呼吸器等からのガスを供給する。

【使用方法等】

新生児用、乳児用

1. 本品の呼吸回路接続口と装置等に接続されている呼吸回路を接続する。
2. 接着テープをインターフェイスに接続し、テープの紙を外しインターフェイスを両鼻孔の位置に合わせる。
3. チューブを耳に掛け、ストッパーリングでインターフェイスを固定する。
4. 使用後は呼吸回路より取り外す。

小児用、小児/成人用、成人用

1. 本品の呼吸回路接続口と装置等に接続されている呼吸回路を接続する。
2. ネックストラップを首に掛ける。
3. インターフェイスを両鼻孔に装着し、ヘッドバンドで固定する。
4. 使用後は呼吸回路より取り外す。

【使用上の注意】

- ・ 医師又は医師の指示により使用されること。
- ・ 使用前に本添付文書及び併用機器の取扱説明書をよく読むこと。
- ・ 本品を使用する前には、部品に異常がないことを確認し、異常があった場合には使用しないこと。
- ・ 推奨される使用期間は 7 日間であるが、使用状況により異なるため、使用の際は適宜部品に損傷がないか確認し、損傷や変化が見られた場合には速やかに交換すること。
- ・ 本品の使用により患者の鼻腔部やテープ固定部の皮膚等に損傷や発赤が生じていないことを定期的に確認すること。
- ・ 接着テープに変色が見られたら交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：チェスト株式会社
TEL：03-3813-7200

製造業者：Great Group Medical Co., Ltd.
台湾

取扱説明書を必ず参照してください