

フィンガークリップセンサ 8000AP

【禁忌・禁止】

＜適用患者＞

- ・次の患者には使用しないこと。
体重 8kg 未満、または 30kg 以上

＜併用医療機器＞

- ・次の装置とは併用しないこと。
磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



〔原理〕

患者の指に装着し、赤外線及び赤色線の透過により、脈動している血液（動脈血）内にある還元ヘモグロビン及び酸化ヘモグロビンの比率を吸光度及び反射度にて計測する。

【使用目的又は効果】

小児患者の手足の指に装着し、酸素飽和度と脈拍を検出する。

【使用方法等】

1. 本品を装置に接続する。
2. センサ部に指を入れる。
3. 使用後は装置より取り外す。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・併用する医療機器と本品との適合性を使用前に確認すること。
- ・センサの装着状態及び皮膚に異常がないかを確認するため、少なくとも 6～8 時間ごとにセンサの装着部位を点検すること。〔皮膚のかぶれ、血流の阻害を生じることがあるため〕
- ・以下の要因は測定に影響を及ぼす場合がある。

過度な周囲光

センサ内の湿気

電気手術器具による干渉

不適當な種類のセンサの使用

センサの不適切な装着

過度な体動

動脈カテーテル、血圧計カフ、注入ライン等

貧血、低ヘモグロビン濃度

一酸化炭素ヘモグロビン

メトヘモグロビン

機能不全ヘモグロビン

質の低い脈波

静脈拍動

心血管への色素の注入

患者の心臓と異なる高さに位置するセンサ

マニキュア

付け爪

光路内の残留物（乾血、汚れ、グリースオイル等）

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

高温、多湿な場所、直射日光の当る場所、ほこりが多い場所、水がかかる場所を避けること。また、塩分、イオウ分等が含まれる空気にさらされないようにすること。

〔耐用期間〕

1 年〔自己認証(当社データ)による〕

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

- ・6% 次亜塩素酸ナトリウムで湿らせた柔らかい布で患者接触面を拭い消毒する。
- ・再使用する前にセンサをよく乾かすこと。
- ・滅菌、オートクレーブは行わないこと。
- ・液体に浸さないこと。
- ・腐食剤、研磨剤、塩化アンモニウム、イソプロピルアルコールを含む洗浄剤を使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：チェスト株式会社

TEL：03-3813-7200

製造業者：NONIN MEDICAL INC.

アメリカ