

2015年1月(第2版)

届出番号08B3X00007000030

2008年10月1日(第1版)

歯科材料 8 歯科用ワックス

一般医療機器

歯科用パターン成型品

31236030

ピーエー・コネクター

【形状・構造等】

下記成分により構成される。

1. 形状

棒状

2. 成分

スチロール樹脂、その他

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売元 チョーワ株式会社

住 所 茨城県日立市桜川町3丁目9-10

電 話 0294-32-2581

【性能、使用目的、効能又は効果】

1. 性能

歯科パターン成型品

融点 : 100度

2. 使用目的

歯冠外アタッチメントや、キーアンドキーウェイのパターンとして使用する。

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 歯冠長に合わせて切断し、ワックスアップしたクラウンの遠心面に、ワックスで固定し埋没鑄造し成型する。
- 2) 埋没焼却する際、樹脂が泡状に膨張し埋没材を破壊することがあります。特にフェイスングするフレームのように、膨張を逃がすスペースが確保出来ない場合、パターン上部にパターンと同体積の湯溜りをつけて下さい。
- 3) 鑄型の焼却時、樹脂の融点付近(100℃)で15分程度係留してください。きゅうそく加熱をしますと、樹脂の溶融発泡により、鑄型が部分的に崩れる場合があります。
- 4) 詳細は付属の取説を参照して下さい。
- 5) 記載の用途以外には使用しないこと。
- 6) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

- 1) 必要以上加熱したワックスを直接パターンにつけると、熱変形してしまう場合があります。
- 2) 万が一やけどした場合は、速やかに薬を塗布し、専門医に診せてください。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 1) 高温多湿の場所を避けて保管すること。
- 2) 直射日光に直接あたる場所に長期間放置すると、変形する可能性があります。
- 3) 指定した用途以外に使用しないでください。