

2015年1月(第2版)

届出番号08B3X00007000031

2008年10月1日(第1版)

歯科材料 8 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パターン成型品 31236030

ミラクルキャストバー

【形状・構造等】

下記成分により構成される。

1. 形状

棒状、櫛状

2. 成分

P・P樹脂

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造・販売元 チョーワ株式会社

住所 〒316-0002

茨城県日立市桜川町3丁目9番10号

電話番号 0294-32-2581

【性能、使用目的、効能又は効果】

1. 性能

歯科パターン成型品

融点 : 140度

2. 使用目的

- 1) 金属を鑄造する際のスプルーとして使用する。
- 2) 断面形状を四角にすることで、鑄型内ガスの湯口側への排出効果が期待でき、結果として鑄果の発生を抑制できる。

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 歯冠に合わせて切断し、ワックスアップしたクラウンに、ワックスで固定し埋没鑄造する。
- 2) 記載の用途以外には使用しないこと。
- 3) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

- 1) 加熱したワックスを直接パターンにつけると、溶けてしまう場合があります。
- 2) 皮膚等に付けないよう注意してお取り扱い下さい。万が一やけどした場合は、速やかに薬を塗布し、専門医に診せてください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 1) 高温多湿の場所を避けて保管すること。
- 2) 直射日光に直接あたる場所に長期間放置すると、変形する可能性があります。
- 3) 開封後に保管する場合は、缶等の光を遮断する容器に保管してください。
- 4) 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

2. 使用期限

特に定めません。

【包装】

箱入り(30本)