

添付文書

2021 年 8 月 （新様式：初版）

届出番号：13B3X10094000017

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 器具除染用洗浄器（35424000）

紫外線 LED 殺菌ボックス

【形状、構造及び原理等】

1. 形状（一例）

本品を構成する各品名、規格等については包装表示ラベル又は器械本体に記載されているので確認すること。



2. 原材料

ポリカーボネート、ABS 樹脂、ステンレス鋼

【使用目的、又は効果】

本品は、紫外線 LED を使用した殺菌保管庫で、主に殺菌、乾燥、温度制御、無菌保管を行う器具である。

【使用方法等】

準備

1. 使用前に付属の電源アダプターを接続する。
2. 開閉ボタンを押して本体の蓋を開ける。受け網をセットし、殺菌したいものを重ならないように並べる。

使用方法

1. 高速殺菌：①のボタンを押すと高速殺菌が始まる。
2. 殺菌＆消臭＋スマート乾燥＋温度制御＋無菌保管
②のボタンを押すと以下の順序で進行する。
 - a. 180 秒間、殺菌と消臭をする。
 - b. 殺菌完了後、自動的に 60 秒間スマート乾燥モードに入る。
 - c. スマート乾燥モードは実際の乾燥度合いに応じて、30 分、60 分、90 分と延長されることがある。
 - d. スマート乾燥が完了すると自動的に無菌保管モードに移行する。
3. 殺菌＆消臭＋無菌保管
③のボタンを押すと 180 秒間殺菌と消臭をした後、自動的に無菌保管モードに移行する。

【使用上の注意】

1. 装置附属の取扱説明書を読み、よく理解してから使用すること。
2. 可燃性ガスや有機溶剤の有る場所で運転しないこと。
3. 濡れた手で操作しないこと。
4. 装置に水をかけないこと。
5. 稼動中に装置内部をのぞかないこと。
6. 湿気の多い場所や屋外で使用・保管しないこと。
7. 電源の電圧、周波数および許容電流値に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、水等の液体の影響を受けない清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

- (1) 装置内部の清掃（1 週間に 1 回程度）
- (2) 装置外部の清掃（1 週間に 1 回程度）
装置の汚れは、薄めた中性洗剤などで軽く拭き取る。
- (3) 紫外線ランプの清掃（1 週間に 1 回程度）
乾いた布で拭き取る。

【包装】

本品は 1 個毎で包装される。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

株式会社ディーピーシー

東京都千代田区三崎町三丁目 6 番 1 2 号

TEL：03-5214-4103（代表）

製造業者

Shenzhen UVLED Optical Technology Co., Ltd.（中国）

取扱説明書を必ず参照すること