

機械器具32 医療用吸引器

一般医療機器 再使用可能な汎用吸引チップ (38749000)

吸引ノズル SH-AN10

【禁忌・禁止】

<適用対象(患者)>

- ・本品の材質に対し過敏症のある患者に使用しないこと。
材質: シリコン
- <使用方法>
- ・鼻腔内の鼻水等の吸引以外の目的で、本品を使用しないこと。[器具の破損や健康被害が発生するおそれがある。]
- ・本品に破損、亀裂、変形、汚損が認められる場合は使用しないこと。[思わぬ事故や、吸引不良、液漏れ、衛生上の問題が生じるおそれがある。]
- ・本品は、使用者毎に専用品として使用し、他の人と共用しないこと。[感染症を発症するおそれがある。]
- ・鼻腔内に傷、炎症、または出血などの異常がある場合、本品を使用しないこと。[症状が悪化するおそれがある。]
- ・使用中または使用後に、鼻孔の炎症、出血、発熱、感染症などの症状がみられた場合は、速やかに本品の使用を中止し、医師に相談すること。
- ・乳幼児や子供の手の届くところに本品を置かないこと。[部品の誤飲や窒息など思わぬ事故のおそれがある。]
- ・高温蒸気滅菌、ガス滅菌、紫外線滅菌は行わないこと。[製品の変形・劣化により、正常に使用できなくなるおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観形状



2. 寸法及び重量

○ロング型

- ・先端部外径: 約 4.0 ± 0.2 mm
- ・先端部内径: 約 2.3 ± 0.2 mm
- ・高さ: 約 26.01 ± 0.30 mm
- ・直径: 約 18.33 ± 0.30 mm
- ・重量: 約 $3.0g \pm 0.5g$

○ショート型

- ・先端部外径: 約 $6.0mm \pm 0.2$ mm
- ・先端部内径: 約 $4.8mm \pm 0.2$ mm
- ・高さ: 約 19.68 ± 0.30 mm
- ・直径: 約 18.35 ± 0.30 mm
- ・重量: 約 $2.6 \pm 0.5g$

3. 原材料

シリコン

4. 使用環境

- ・温度: $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- ・湿度: $15\% \sim 93\% \text{RH}$
- ・気圧: $70\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$

5. 原理

本品は、鼻水吸引器および吸引器用ボトル等と組み合わせて使用される再使用可能な汎用吸引チップである。本品は内部が中空構造となっており、吸引器の作動により発生した陰圧が本品の先端部まで伝

達される構造を有する。本品自体は吸引機能を有さず、外部吸引源と組み合わせて使用される。

【使用目的又は効果】

本品は、鼻水吸引器(吸引器用ボトル)に接続して使用される再使用可能な汎用吸引ノズルである。鼻腔内の分泌物(鼻水等)を吸引するために使用する汎用吸引チップである。

【使用方法等】

1. 準備

- ・本品、吸引器本体*¹及び吸引器用ボトル(タンク)*²の添付文書等を事前によく読んでご使用ください。

(※1) 組み合わせて使用可能な『電動式可搬型吸引器』

(JMDNコード: 36616030)

(※2) 組み合わせて使用可能な『吸引器用ボトル』

(JMDNコード: 38476000)

- ・必ず使用前に洗浄、消毒してご使用ください。
- ・吸引ノズルの種類(ロング型またはショート型)を選択して、吸引器用ボトル(タンク)*²の先端に差し込んで接続してください

2. 吸引

- ・吸引ノズルの先端を鼻腔に入れて鼻水を吸引します。

3. 使用後

- ① 吸引ボトル(タンク)から取り外してください。
- ② 3分間の煮沸消毒、または中性洗剤もしくは石鹼水で洗浄してから流水でよく洗い流し、清潔な柔らかい布で拭いて乾かしてください。
- ③ 消毒用75%アルコールで消毒してください。
- ④ 消毒後は十分に乾燥させてから、清潔な冷暗所で保管してください。

【使用上の注意】

- ・使用前に本品と組み合わせて使用する機器の添付文書や取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。
- ・乳幼児が本品を誤って飲み込まないように注意してください。
- ・乳幼児や子供の手の届かないところで、本品を保管してください。
- ・使用前に、本品に傷や汚れがなく、清浄な状態であることを確認してください。汚損している場合には、使用しないでください。
- ・使用前と使用後には、本品をきれいに洗浄・消毒して、乾燥させて常に清潔な状態で使用してください。
- ・本品を廃棄するときには、各自自治体の取り決めに従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

保管と輸送環境

直射日光、及び高温多湿での保管を避け、清潔な冷暗所で保管してください。

- ・温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- ・湿度: $10\% \sim 95\% \text{RH}$
- ・気圧: $70\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$

【保守・点検に係る事項】

- ① 3分間の煮沸消毒、または中性洗剤もしくは石鹼水で洗浄してから流水でよく洗い流し、清潔な柔らかい布で拭いて乾かしてください。
 - ② 消毒用75%アルコールで消毒してください。
 - ③ 消毒後は十分に乾燥させてから、清潔な冷暗所で保管してください。
- * シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。
* 高温蒸気滅菌、ガス滅菌、紫外線滅菌等はしないでください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

※本品は消耗品です。定期的に交換してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社ちやいなび

〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町 7-1-10F

電話番号:044-276-8741

＜製造業者＞

SHENZHEN KINGBOOM TECHNOLOGY CO., LTD (中国)

取扱説明書を必ずご参照ください。