

機械器具32 医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用ボトル (38476000)

吸引タンク SH-AT10

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- ・鼻腔内の鼻水等の体液を貯留する目的以外に使用しないこと。
[誤使用により器具の破損や健康被害が発生するおそれがある。]
- ・【形状・構造及び原理等】欄に記載の構成以外、もしくは構成部品が欠けた状態では使用しないこと。
[機能不全、器具の破損等で健康被害が発生するおそれがある。]
- ・本品に破損、亀裂、変形、汚損が認められる場合は使用しないこと。
[密閉性が損なわれ思わぬ事故や、吸引不良、液漏れ、衛生上の問題が生じるおそれがある。]
- ・鼻腔内に傷、炎症、または出血などの異常がある場合、本品を使用しないこと。[症状が悪化するおそれがある。]
- ・使用中または使用後に、鼻孔の炎症、出血、発熱、感染症などの症状がみられた場合は、速やかに本品の使用を中止し、医師に相談すること。
- ・乳幼児や子供の手の届くところに本品を置かないこと。
[部品の誤飲や窒息など思わぬ事故のおそれがある。]
- ・高温蒸気滅菌、ガス滅菌、紫外線滅菌は行わないこと。
[製品の変形・劣化により、正常に使用できなくなるおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観形状・構造



2. 寸法及び重量

- ・寸法:
(D)38.1±0.1mm×(W)44.1±0.1mm×(H) 2.57±0.15mm
- ・重量:(約) 22g±5g

3. 原材料

- ・本体:ポリカーボネート樹脂
- ・パッキン:シリコーン樹脂

4. 使用環境

- ・温度:5℃～40℃
- ・湿度:15%～93%RH
- ・気圧:70kPa～106kPa

5. 原理

本品は、吸引器および再使用可能な汎用吸引チップと組み合わせて使用される吸引器用ボトルである。吸引器の作動により発生する陰圧が吸引チューブを介して本品内部に伝達される構造を有し、鼻腔内から吸引された体液等が汎用吸引チップを通して本品に貯留・回収される。

【使用目的又は効果】

本品は、鼻水吸引器と再使用可能な汎用吸引チップに接続して使用されるプラスチック製の吸引器用ボトルである。トップによる密閉が可能で鼻腔内から吸引された分泌物(鼻水等)を貯留することを目的とする。再使用が可能である。

【使用方法等】

1. 準備

- ・本品、吸引器本体および吸引ノズル(再使用可能な汎用吸引チップ)の取扱説明書を事前によく読んでご使用ください。
- ・必ず使用前に洗浄、消毒してご使用ください。
- ・本品吸引ノズル接続部に吸引ノズル、吸引チューブ接続部に吸引チューブを接続してください。

2. 吸引

- ・鼻水等を吸引してください。本吸引タンクに吸引物が貯留されます。

【吸引量に関する注意】

吸引タンク内へ溜める鼻水等の貯留量は、吸引タンクに印字されているMAXラインを超えないように使用してください。MAXラインを超えて使用を続けると、吸引物が吸引チューブ内や吸引器本体へ流入し、本体の故障や感染症の原因となります。吸引物がMAXライン付近に達した時には速やかに吸引を停止し、吸引タンク内の貯留物の廃棄と洗浄を行ってください。

3. 使用後

- ①吸引ノズルと吸引チューブを本吸引タンクから取り外してください。
- ②吸引タンクを分解し、3分間の煮沸消毒、または中性洗剤もしくは石鹼水で洗浄してから流水でよく洗い流し、清潔な柔らかい布で拭いて乾かしてください。
- ③タンク本体を消毒用75%アルコールで消毒してください。
- ④消毒後は十分に乾燥させてから、清潔な冷暗所で保管してください。

【使用上の注意】

- ・吸引タンク内へ溜める鼻水等の貯留量は、必ずタンクに印字されているMAXラインを超えないように使用してください。
- ・使用前に本品と組み合わせて使用する機器の添付文書や取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。
- ・吸引タンクには液漏れ防止のためのシリコーン製のパッキンが装着されています。清掃などで取り外した後は、ねじれや隙間がないよう正しく取り付けてください。[吸引力の低下や本体内部への液体の浸入による故障の原因となります。]
- ・吸引タンクの各構成部品を、使用時に空気漏れがないようにしっかりと組み立ててください。
- ・乳幼児が本品を誤って飲み込まないように注意してください。
- ・乳幼児や子供の手の届かないところで、本品を保管してください。
- ・使用前に、本品に傷や汚れがなく、清浄な状態であることを確認してください。汚損している場合には、使用しないでください。
- ・使用前と使用後には、常に本品をきれいに洗浄・消毒して、乾燥させてください。
- ・本品を廃棄するときには、各自治体の取り決めに従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

保管と輸送条件

直射日光、及び高温多湿での保管を避け、清潔な冷暗所で保管してください。

- ・温度:-10℃～70℃
- ・湿度:10%～95%RH
- ・気圧:70kPa～106kPa

【保守・点検に係る事項】

- ①吸引タンクを分解し、3分間の煮沸消毒、または中性洗剤もしくは石鹼水で洗浄してから流水でよく洗い流し、清潔な柔らかい布で拭いて乾かしてください。
- ②タンク本体を消毒用75%アルコールで消毒してください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

③消毒後は十分に乾燥させてから、清潔な冷暗所で保管してください。

＊シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。

＊高温蒸気滅菌、ガス滅菌、紫外線滅菌等はいしないでください。

＊本品は消耗品です。定期的に交換してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社ちやいなび

〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町 7-1-10F

電話番号:044-276-8741

<製造業者>

SHENZHEN KINGBOOM TECHNOLOGY CO., LTD (中国)