

製品番号:1001

販売名称: **アルプケイツー 検眼鏡**

一般医療機器 JMDN:12817000

【形状・構造等】 * 右図参照



【性能・使用目的】

1. 性能

・検眼鏡: ABS樹脂、ポリカーボネード

* レコスレンズ

0～+ 9D まで1D間隔

0～-10D まで1D間隔

他に-12D、-15D

* 補助レンズ

-10D、-20D、+20D

* 目盛ディスク

普通検査孔、小孔、無赤フィルター

固視標、スリット

注: 上記の詳細は別紙説明書を参照して下さい

・ハンドル部: アルミ筒、ABS樹脂グリップ

* バッテリー: 単2乾電池 1. 5V 2本

2. 使用目的

ハロゲン光照射による眼底の観察・診断

【使用方法】

1. ハンドル部のキャップをはずして乾電池をセットする。
2. 検眼鏡本体をハンドルに押し回しながら取り付ける。
3. スイッチを ON にして点灯を確認する。
4. 別紙説明書に従ってレコスレンズ・補助レンズ・目盛ディスクを設定し、眼底を診察する。
5. 診断終了後はスイッチを OFF にし消灯を確認する。

【使用上の注意】

1. 本体は分解しないでください。
2. 検眼鏡本体の取付は、しっかりと確実に行ってください。
3. スイッチを入れる際は ON の位置まで回してください。
4. 各レンズは正しい位置にセットしてください。
5. 乾電池は電極を正しくセットし、キャップはしっかり締めてください。

【取り扱い上の注意】

1. 本器は眼底診察以外の目的には使用しないで下さい。
2. 本器は精密光学機器です。
本器を落としたり、乱暴 な取扱いはしないでください。
3. 長期間使用しない場合は、乾電池を抜いてください。

【保守・点検等】

1. 保管は高温・多湿・直射日光を避け、常温で適切な管理をしてください。
2. 医療用具ですので汚れは清潔な乾布で拭き取る等、衛生上の管理をしてください。
3. 他社部品の使用は事故・トラブルの原因となる場合があります。
修理や部品の交換等は、当社純正部品を使用してください。
4. 本製品の耐用年数は 3年 です。(自己認証)

【製造業者／製造販売業者】

田中産業株式会社 東京都荒川区荒川 6-26-5
TEL: 03-3892-4481 FAX: 03-3892-4450

【アフターサービス等の問合せ先】

田中産業株式会社 東京都文京区本郷 3-16-3
TEL: 03-3814-7181 FAX: 03-3814-7177