

一般医療機器 器47注射針及び穿刺針 再使用可能な注射用針 JMDN30890000

注 射 針

【警告】

**●本製品は滅菌しておりません。使用前に必ず滅菌してから使用して下さい。

【禁忌・禁止】

*●本製品を曲げ、切削等の二次加工（改造）することは折損等の恐れがあるため行わないこと。

【形状・構造等】

*●針基 黄銅にニッケル及びクロームメッキした物
ルアータイプ

*●針管 SUS304ステンレス鋼

*●針管の寸法

皮下針	1/4	0.4X20mm	角度12°
皮下針	1/3	0.5X23mm	角度12°
皮下針	1/2	0.6X26mm	角度12°
皮下針	1/1	0.7X30mm	角度12°
静脈針	1/2	0.6X26mm	角度18°
静脈針	1/1	0.7X30mm	角度18°
静脈針	細	0.6X30mm	角度18°
静脈針	中	0.7X33mm	角度18°
静脈針	太	0.8X35mm	角度18°
ペニシリン針		0.8X35mm	角度14°
マント針		0.4X13mm	角度15°
ツバククリン針		0.4X13mm	角度15°
輸血針	細	1.0X40mm	角度15°
輸血針	中	1.1X40mm	角度15°
輸血針	太	1.2X40mm	角度15°
カテラン針	1/2	0.6X60mm	角度12°
カテラン針	1/1	0.7X60mm	角度12°

【使用目的又は効果】

*●薬液注射（皮下、静脈、輸血）採液、採血等に用いる。

【使用方法等】

*●使用前に必ず洗浄、滅菌して使用して下さい。
*●汚染に注意し、注射筒その他の用具に接続してください。

【使用上の注意】

*●器具を腐食させる恐れのある洗剤、消毒液は使用しないで下さい。
*●針管の先端（刃先）に傷を付けないように注意して下さい
*●使用後は針管に触れない様、感染防止に配慮してください

【保管方法及び有効期間等】

*●貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し高温多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管して下さい。
洗浄した後、刃先の状態を確認して下さい。

【保守・点検に係わる事項】

*●使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬液が乾燥しないうちに、水又は洗浄液等に浸して下さい。
*●破損に注意して洗浄して下さい。（蒸留水、重水の使用が効果的です）洗浄後は保管期間の長短にかかわらず乾燥して下さい。
（オートクレーブ滅菌が一般的です）
針基のメッキが剥がれたり腐食した場合は使用しないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売元
有限会社小肥注射針製作所
〒346-0029 埼玉県久喜市江面1560-4
TEL 0480-21-2494

*製造元
有限会社小肥注射針製作所

*発売元
翼工業株式会社（お問い合わせ先）
〒116-0003 東京都荒川区南千住3-11-3
TEL：03-3807-5151

