

エンゼル スキャンスプレー

【形状、構造及び原理等】



概要：乱反射等を防止するスプレー。

原理：対象物に吹き付け乱反射等を防止する。

【使用目的又は効果】

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットの光学印象採得時に、乱反射等を防止するために用いる。

【使用方法等】

1. 予め缶をよく振ります。
2. 10cm 程度離して噴射はムラなく行います。

【使用上の注意】

- ・吸引飲用はしないでください。
- ・皮膚に触れたり蒸気を吸入すると皮膚障害、ガス中毒を起こす可能性が有りますので取扱いにご注意下さい。マスクまたは送気マスク、保護手袋を着用して下さい。
- ・蒸気、ガス等を吸入して、気分が悪くなった場合、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けて下さい。飲み込んだ場合には、吐かせずに口をすすぎ直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・取扱い作業場所には局所排気装置を設けて下さい。
- ・医療スタッフに物質が何であるか伝え、自身の保護措置にも気をつけて下さい。
- ・目に入った場合多量の水で洗眼し、すぐ医師の診察を受けて下さい。
- ・顔や皮膚に付着した場合には直ちに石けん水で良く洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受けて下さい。
- ・医師の診察を受ける場合は本品を持参して下さい。
- ・火気と高温に注意して下さい。
- ・火気の有るところでは使用しないで下さい。
- ・火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器で鎮火して下さい。
- ・高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため下記の注意を守る事。
 - － 炎や火気の近くで使用しないこと。
 - － 火気をしている室内で大量に使用しないこと。
 - － 火の中に入れないこと。
- ・必要以上のスプレーは適合不良の原因となります。
- ・缶を下向きにしたり横向きにした状態で使用しないで下さい。
- ・ガスだけが噴射され最後まで使用できないことがあります。

【保管方法及び有効期間等】

- ・子供の手が届かないところに置いて下さい。
- ・高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たるところや火気等の近くなど温度が 40 度以上となるとところに置かないで下さい。
- ・保管の際は、必ずキャップをし、錆の発生しやすい場所、湿気の多い場所に置かないで下さい。
- ・使用後を含め穴を開けないで下さい。
- ・環境への放出は避け下水、水道供給経路に流出させないで下さい。
- ・廃棄の際は、中身を使い切ってから都道府県知事の許可を受けた専門の廃処理業者に処置を委託して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

大栄歯科産業株式会社

電話：06-6441-3332

製造業者

DENTACO GmbH & Co. KG（ドイツ）