

器 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用形成器具 70760000

ロコモ

*** 【警告】**

本品は、タンク内に入れた水をボイラーで加熱し、高圧蒸気として噴射する機械です。不適切な使用は本品の故障や漏電等の原因となることがあります。必ず添付文書及び取扱説明書を読み、正しい取扱い方法を厳守して下さい。

- ・イオン交換器Ⅱは使用頻度に合わせて新しい物と交換すること。
- ・アース (D 種設置工事) は必ず取り付け、正しく接続すること。また、使用前にアースが完全に接続されていることを確認すること。
- ・使用中に異常を感じたら直ちに使用を中止し、取扱説明書に従って点検または修理依頼すること。

*** 【形状、構造及び原理等】**



- ・寸法：W295×H245×D160 (mm)
 - ・電気定格：100V・1450W、14.5A、50/60Hz
- 本体、フットスイッチ、ハンドピース付ホース、水タンク
付属品：スケールフィルター、吸水ホース、イオン交換器Ⅱ、
ハンドピースホルダーアーム、注水用注射器
原理：本体内部で、高温のスチームを発生させ、ハンドピースより噴出させる。

【使用目的又は効果】

歯科技工模型のスチーム洗浄やワックス、石膏、レジン又はセラミックス等を彫刻形成するために用いる。

*** 【使用方法等】**

- 1) 水タンクに水道水を満たし、イオン交換器Ⅱを完全に水没させる。イオン交換器Ⅱの気泡が抜けたら吸水ホースを接続する。
- 2) メインスイッチを入れ、フットスイッチ又は連続 (スチーム) スwitchを ON にし、ポンプを作動させノズルから水が出るのを待つ。
- 3) 上記作業は新規購入時及び水切り後 (水の補充時) に行う操作である。
- 4) メインスイッチを ON にする。
- 5) ヒータースイッチを ON にする。
- 6) フットスイッチは踏んでいる間だけスチームが噴出する。
- 7) 洗浄物はノズルから 2～5cm 離し、スチームに対して直角に当てる。
- 8) 一日の作業終了後は必ずメインスイッチを切る。

*** 【使用上の注意】**

- 1) 取扱説明書を必ず参照すること。
- 2) アース (D 種設置工事) は必ず取り付け、正しく接続すること。また、使用前にアースが完全に接続されていることを確認すること。
- 3) 電源は AC100V、50/60Hz で使用すること。
- 4) 電源コードは電源プラグを持って引き抜くこと。
- 5) 本機は、歯科の従事者以外は使用しないこと。
- 6) 使用中、本体及びハンドピースホース接続部、ハンドピース及びホースは高温になるため注意する。
- 7) 凍結の恐れがある日はメインスイッチを切る前に次の操作を行う。
 - ・ヒータースイッチを切り、水タンクから吸水ホースを抜く。
 - ・フットスイッチを踏み、本体内部に残留する水を噴出しスイッチを切る。

【保管方法及び有効期間等】

- ・本機は、湿気を避けて室温にて保管すること。
- ・本機は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*** 【保守・点検に係る事項】**

- 1) 取扱説明書に従い、日常の保守・点検を行うこと。
- 2) 本機を使用中に異常を感じたら直ちに使用を中止し、取扱説明書に従って、点検または修理依頼すること。
- 3) 分解・修理や改造は絶対に行わないこと。
- 4) イオン交換器Ⅱは使用頻度に合わせて新しい物と交換すること。
- 5) 万一故障が生じた場合は、販売店又は当社までご連絡下さい。
- 6) 修理調整は全て製造販売業者に依頼して頂き、使用者側では行わないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

大栄歯科産業株式会社
電話：06-6441-3332