

器 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用金属表面加工器 70755000

サイクルブラスターJr.

【形状、構造及び原理等】



本体、循環ノズル

付属品：サンド研磨材（荒 1.4 kg）、サンド研磨材（細 1.6 kg）、集塵布フィルター、視窓防護シート

配管用具一式

- ・寸法(mm) : W300×H380×D330
- ・使用電圧 : 100V・30W
- ・原理 : 圧力を調整し、部分的に高压で研磨材を噴射させる。

【使用目的又は効果】

接着性の付与、表面強化、酸化皮膜の除去等のために歯科用金属の表面を加工するために用いる。

【使用方法等】

使用方法

- 1) メインスイッチを ON にします。（作業ボックス内照明ランプ点灯）
- 2) 視窓（扉）より被研磨物を入れ、必ず視窓（扉）を閉めて下さい。
- 3) お好み、状況に応じて、ハンドピースをハンガーにネジ止めするか、（固定使用）手袋に挿入した手で、保持して下さい。（ペンタイプで使用）。
- 4) フットスイッチを踏み、研磨材を噴射させます。ハンドピースのノズル先端を被研磨物に対し垂直にし、10～20mm の距離をおいて噴射すると効果的です。
- 5) 異物が詰まる、などして研磨材の噴射状態が良くないときは、ハンドピースのノズル先端を手袋のまま指で押さえ、フットスイッチを数秒間踏み、逆噴射させて下さい。
- 6) 視窓の枠（凹部）に研磨材が溜まったら、清掃口ゴム栓を開き作業ボックスの中に落としこんで下さい。

【使用上の注意】

- 1) 本機の圧縮空気以外での使用を禁止します。
- 2) コンプレッサーからの圧縮空気の管理に注意し、定期的な水抜きを必ず行って下さい。
- 3) コンプレッサーエアーからの湿気や異物による本機の故障は、保証期間内であっても有償修理の対象とさせていただきます。
- 4) 視窓を（扉）をロックせずに、開けたままでの使用は絶対に避けて下さい。

- 5) ゴム手袋の劣化、破損により、人体に直接研磨材が噴射される恐れのあるときは、直ちに新しい物と交換して下さい。ゴム手袋無しでの使用中事故・損傷に関しては当社では保証致しかねます。
- 6) 研磨材自体の劣化や埋没材の混入などによって、研磨力は徐々に低下していきますので、研磨材を定期的に交換して下さい。
- 7) フットスイッチ用コンセントには当社のフットスイッチ以外接続しないで下さい。
- 8) 作業ボックス内部照明ランプは、当社指定のものをご使用下さい。
- 9) 歯科以外の目的でご使用にならないで下さい。
- 10) 主な消耗品は下記の通りです。
視窓（扉）・防護カバー・ハンドピース部・ノズル・研磨材・ゴム手袋・布フィルター・照明ランプ等

【保守・点検に係る事項】

万一故障が生じた場合は、販売店又は当社までご連絡下さい。修理調整は全て製造販売業者に依頼して頂き、使用者側では行わないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

大栄歯科産業株式会社
電話 : 06-6441-3332