

器 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用金属表面加工器 70755000

サンデックス V

【形状、構造及び原理等】



- ・寸法(mm)：W350×H380×D555
- ・重量：15 kg

【使用目的又は効果】

接着性の付与、表面強化、酸化皮膜の除去等のために歯科用金属の表面を加工するために用いる。

【使用方法等】

- 1) 被研磨物を作業ボックス内に入れ、扉を閉めます。
 - 2) 扉が確実に閉まっている事を確認してから、メインスイッチを ON にし、(作業ボックス内照明ランプ点灯) 続いてバキュームスイッチも ON にします。
- ※扉が閉まっていないと集塵装置が作動します。
- 3) フットスイッチを踏み、研磨材を噴射させます。ハンドピースのノズル先端を被研磨物に対し垂直にし、10～20mm の距離をおいて噴射すると効果的です。
 - 4) 異物が詰まる、などして研磨材の噴射状態が良くないときは、超硬チップの先端を手袋のまま指で押さえ、フットスイッチを数秒間踏み、逆噴射させて下さい。
 - 5) 研磨作業が終了したら、ワンタッチレバーを押して扉を開きます。
 - 6) 扉が開くと同時にバキューム連動用のリミットスイッチが ON になり、集塵装置(バキューム)が作動を開始します。
 - 7) 集塵装置により、作業ボックス内の粉塵が集塵布フィルターに吸引されます。
 - 8) 作業ボックス内の空気が清浄になったら、バキュームスイッチを OFF にして、被研磨物を取り出し、最後にメインスイッチを OFF にします。
- ※研磨材の噴射と集塵装置(バキューム)の作動は、扉の開閉によって連動しています。どちらか一方しか作動しませんので注意して下さい。

【使用上の注意】

- 1) 本機の圧縮空気以外での使用を禁止します。
- 2) コンプレッサーからの圧縮空気の管理に注意し、定期的な水抜きを必ず行って下さい。

- 3) コンプレッサーエアーからの湿気や異物による本機の故障は、保証期間内であっても有償修理の対象とさせていただきます。
- 4) ゴム手袋の劣化、破損により、人体に直接研磨材が噴射される恐れのあるときは、直ちに新しい物と交換して下さい。ゴム手袋無しでの使用中の事故・損傷に関しては当社では保証致しかねます。
- 5) 研磨材は研磨材自体の劣化や埋没材の混入などによって、徐々に劣化していきますので、定期的に交換して下さい。
- 6) 作業ボックス内部照明ランプは、当社指定のものをご使用下さい。
- 7) 技工作業以外の目的でご使用にならないで下さい。
- 8) 主な消耗品は下記の通りです。
視窓(扉)・防護カバー・ベンチュリー・超硬チップ・研磨材・ゴム手袋・手袋固定用バンド・布フィルター・照明ランプ等

【保守・点検に係る事項】

万一故障が生じた場合は、販売店又は当社までご連絡下さい。修理調整は全て製造販売業者に依頼して頂き、使用者側では行わないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

大榮歯科産業株式会社
電話：06-6441-3332