

器 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工用電気レーズ 70739000

輝

【形状、構造及び原理等】



寸法：W270×D430×H440（mm）

原理：サポーターに固定した補綴物を研磨材等が入ったポリッシングタンク内で回転させることにより、補綴物の研削・研磨を行う。

【使用目的又は効果】

電動機を用いて補綴物を研削・研磨する。

【使用方法等】

- 1) 研磨材調合ずみのポリッシングタンクをターンテーブルに載せる。
- 2) ギヤボックス付タンクカバーを対角線のポールに固定しフックをかける。
- 3) ターンテーブルのポリッシングタンクフックを 4 ヶ所とめる。
- 4) セーフティーカバーを閉め、上部にギヤモーターを載せる。この時、ギヤモーターが確実に固定されていること。
- 5) 研磨物に応じた時間をタイマーセット。
- 6) メインスイッチ ON。
- 7) 研磨終了後（回転が停止した時）、ギヤモーターを取りはずし、ギヤボックス付きタンクカバーを取り内側を水洗いする。

【使用上の注意】

ギヤモーターをセットする以前にポリッシングタンクフック（4 ヶ所）を必ず掛けて下さい。若しもフックを掛け忘れて回転させると、研磨材は全部飛散します。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 本機を使用中に異常を感じたら直ちに使用を中止して、取扱説明書に従って、点検または修理依頼すること。
- 2) 分解・修理や改造は絶対に行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

大栄歯科産業株式会社
電話：06-6441-3332