

器 70 歯科用鋳造器
一般医療機器 歯科技工用リング焼却炉 36180000
MD-R 1（エムディーアールワン）

【禁忌・禁止】

- ・コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしないこと。コンセントは 15A 以上で単独回路にすること。[火災・感電の原因となります]
- ・アース線を確認に取ること。[感電の原因となります。周囲の機器へ悪影響を及ぼす恐れがあります]
- ・本機と壁など周囲の物との距離は、10cm 以上あけておくこと。[火災の恐れがあります]
- ・次の異常が起きたらすぐに電源を切って電源プラグを抜き、販売店または当社に修理をご依頼ください。[異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります]
 - ・本体が破損した。
 - ・本体内に異物が入った。
 - ・異臭がする。
 - ・煙が出ている。
 - ・異常に熱い。など
- ・ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないこと。[感電の原因となります]

【形状・構造及び原理等】

定格：100V、1100W

原理：マイコン制御により電熱で炉内を高温にし、保温する。

【使用目的又は効果】

歯科技工用として、インレーやクラウン及びブリッジの型からワックスを焼き払い、溶解鋳造合金とするためにインバーストメントの固有の状態と温度にするために用いる。

【使用方法等】

- 1) 電源コンセントを入れ電源スイッチを入れる。
- 2) 予約タイマーを設定する（使用時のみ）。
- 3) 運転させるプログラムを設定する。
- 4) 予約のタイマーボタンを押す（使用時のみ）。
- 5) 運転を開始する。

【使用上の注意】

- ・本機の外部コンセントには AC100V300W 以下のクリーナーをご使用ください。
- ・不安定な場所に設置しないこと。水平で安定した机または台の上に設置すること。[バランスが崩れて倒れたり、落下したりして、怪我の原因になります]
- ・本機を移動するときは倒さないこと。
- ・添付文書に示す使用方法以外では使用しないこと。
- ・鋳造リング用トングをヒーター部分に接触させないこと。
- ・機器に水を入れたり、濡らしたりしないこと。内部に水が入った場合は、すぐに電源を切って電源プラグを抜き、販売店または当社に修理をご依頼ください。
- ・装置の使用時、炉部の取り扱いに十分注意すること。非常に高温になります。燃えやすいものなどが、近くにありまると火災の恐れがあります。[人体に触れてしまいますと、火傷の恐れがあります]
- ・装置を使用する場所に揮発性液体や、可燃性ガスなどの物質を置かないこと。[火災の恐れがあります]

- ・本体を分解しないこと、改造しないこと。＊オプション品も含む。[内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります] また、改造や間違った方法での分解は、火災・怪我の原因になります。内部の点検・調整・修理は、必ず販売店または当社にご依頼ください。
- ・弊社指定のオプション品以外は使用しないこと。[本体の破損・火災・感電の原因になります]
- ・本製品は歯科医院、歯科技工所専用です。他の用途では使用しないこと。
- ・埋没されたリング以外は、炉内に入れないこと。
- ・本機を運転させるときは、十分に換気を行うこと。
- ・本機の炉体部の扉を開閉するときに、指を挟まないこと。
- ・電源コードは電源プラグを持って引き抜くこと。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。
- ・電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないこと。[傷んだまま使用しますと、感電・ショート・火災の原因になります]
- ・使用後は電源スイッチを切ること。また、長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜くこと。[絶縁劣化による感電・火災のおそれがあります]
- ・作業前には機器や付属品が損傷を受けていないか確認すること。[けが・火傷のおそれがあります]
- ・機器を移動する際にはしっかりと両手で持つこと。[重量があるため落下をすると怪我の原因になります]
- ・製品が明らかに熱を帯びた場合は、冷えるまで使用を中止すること。[製品が高温の状態のまま使用を継続しますと、火傷・火災の原因となります]
- ・使用中は、電気炉には触れないこと。電気炉は非常に高温になります。[人体が接触すると火傷の原因となります]
- ・本機をご使用にならないときは、電源スイッチを切っておくこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・清掃（外装部）
本機は、中性洗剤での水拭きに対応しております。水は固く絞った状態でお拭きください。それ以外での清掃はお控えください。
- ・清掃（炉内）
ヒーター線周りに埋没材の破片などが溜まっているとヒーター線の寿命を著しく短くする恐れがあります。1 週間に 1 度は炉内の清掃を行ってください。また、ヒーター線に負荷を与えると断線することがありますので、柔らかい刷毛などで清掃することをお勧めいたします。
- ・本機の運転が完全に停止しており、全体が室温になっていることを確認してから、清掃を行ってください。[火傷・火災の恐れがあります]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

大栄歯科産業株式会社
電話：06-6441-3332