

歯科材料 0 6 歯科用印象材料
管理医療機器 一般の名称：歯科用光学印象採得補助材料 7 0 8 8 8 0 0 0
エンゼル オーラル スキャンスプレー

【禁忌・禁止】

- ・本品は、口腔内以外には使用しないこと。[予期しない傷害等を生じるおそれがあるため]
- ・口腔内に炎症、その他の異常がある場合には使用しないこと。[症状を悪化させるおそれがあるため]
- ・本品を吸入させないこと。[吸入により有害事象を生じるおそれがあるため]
- ・本品の原材料に対しアレルギーのある患者には使用しないこと。[過敏症等の有害事象を生じるおそれがあるため]

【形状・構造及び原理等】

口腔内での光学印象採得時の光の乱反射を防止するために口腔内に吹き付けるスプレー。

原理：口腔内へのスプレーにより、光学印象採得時の光の乱反射を防止する。

原材料：硫酸バリウム他

【使用目的又は効果】

光学印象を採得するときに乱反射等の防止に用いる。

【使用方法等】

1. カニューラとスプレーヘッドをスプレー本体に取付け調整する。
2. 使用直前にスプレー缶を約 10～15 秒間よく振る。
3. スプレー対象面を清掃し、完全に乾燥させる。
4. 短く断続的にスプレーし、塗布部位に薄く均一なマット層を形成する。
5. 噴霧中は缶を垂直に保持する。
6. 可能な限り、カニューラと塗布部位の間隔を約 2cm 保つこと。
7. 噴霧された層は数秒で乾燥します。
8. デジタル印象採得装置を用い、メーカー指定の方法で印象採得を行う。
9. 印象採得後は、歯面を水で洗浄する。

【使用上の注意】

1. カニューラは患者ごとに交換すること。
[交差感染のおそれがあるため]
2. 歯科医師等の医療従事者以外は使用しないこと。
3. 本品の使用により患者が発疹などの過敏症を起こした場合、すぐに使用を中止し、専門医師の診断を受けさせること。
4. 本品に対する過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。
5. 本品が目に入らないよう注意すること。万一入った場合は、多量の水で洗眼し、異常が認められる場合は専門医の診察を受けさせること。
6. 換気の良い場所で使用すること。
7. 火気の近くで使用しないこと。
8. 本品の使用目的以外で使用しないこと。
9. 他の製品と混用しないこと。
10. 廃棄の際は法令に従って処理すること。

【保管方法及び有効期間等】**〔保管条件〕**

1. 直射日光の当たらない場所に保管すること。
2. 50℃以上の高温にならない場所に保管すること。
3. 缶に穴が開かないように保管すること。
4. 火気厳禁の場所に保管すること。
5. 小児の手の届かない場所に保管すること。
6. 横にせず立てて保管すること。

〔使用期限〕

使用期限は、外箱又は容器（缶底部）に表示のとおり。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**製造販売業者**

大栄歯科産業株式会社
電話：06-6441-3332

外国製造業者

Dentaco GmbH & Co. KG
デンタコ ゲーエムバーハー アンド シーオー（ドイツ）