

一般医療機器

歯科材料(06) 歯科用印象材料
歯科印象採得用器材 JMDN コード：70887000

インターナルダイレクトピックアップコーピング

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 次の患者には使用しないこと。
本品の成分及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者。
- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- 構成
本品は、本体とスクリューから構成されている。

・形状・構造

No	製品番号	名称	形状
1	VD-411	φ3.5mm ナロー ヘックスト ロング	
2	VD-412	φ4.5mm ナロー ヘックスト ロング	

原材料：チタン合金

【使用目的又は効果】

口腔内に埋植されたフィクスチャーに装着して印象採得を行うための器具である。

【使用方法等】

- 印象採得部位に適した製品を選択する。
- 通法に従い、選択した製品を口腔内のインプラントフィクスチャーに本体をスクリューで装着、固定し、印象採得を行う。
- 印象採得後、通法に従い、作業模型を製作する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- インプラントフィクスチャーのサイズに適した、コーピングを用いること。
- インプラント体及び周辺組織への穿孔や損傷に注意すること。
- 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
- 購入時は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行ない、次回からの使用時にも同様に行なうこと。
オートクレーブ可 121℃20分間。
- 水分がついたままの状態、又は湿った状態では使用しないこと。

【使用上の注意】

- インプラント治療を行う際には、「口腔インプラント治療指針」（公益社団法人日本口腔インプラント学会編）等の最新情報を参考に行なうこと。
- 埋入したインプラントフィクスチャーの太さに適応した製品を選択すること。また、上部構造物との関係をきちんと把握しておくこと。
- 本品に落下させるなど強い衝撃を与えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 本品は、汚染及び錆を防ぐため、清潔で湿度が高くない場所にて保管・管理すること。
- 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者
株式会社デンテック
〒174-0053 東京都板橋区清水町 53-5
TEL：03-3964-2011
FAX：03-3962-5624

・販売業者
株式会社カイマンデンタル
〒102-0082 東京都千代田区一番町 8-15
TEL：03-3238-7560
FAX：03-3238-7561