

フレキシブルチューブ

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

電気メスを用いた接触凝固は、併用しないこと。〔術者が感電、火傷をする危険性がある。また、器械の表面を損傷する〕

【形状・構造及び原理等】

- フレキシブルチューブ

【使用目的又は効果】

「使用目的」

- ダムプロテクターの L タイプ、M タイプに装着し、唾液吸引を行うために使用する。

「性能又は効果」

- ダムプロテクターの L タイプ、M タイプに装着し、唾液吸引を行うことができる。

【使用方法等】

「使用方法」

西連寺ダムプロテクターを治療部位に適合させ、本品を装着し唾液の吸引を行う。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- ② 使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）をすること。
- ③ 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- ④ 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- ⑤ 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、器械の表面を損傷するので、併用しないこと。
- ⑥ 器具の形態変更や改造・分解等はしないこと
- ⑦ 本品は使用前に吸引装置へ接続し、患者の口腔外にて運転させ、破損等、性能に支障の無いことを確認すること。使用に適さない場合には、新しいものと交換すること。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) オートクレーブ可。
- 2) 本品の器具・チューブ類への接続は、脱落・器具の破損などにつながらないよう、確実に取り付けること。
- 3) 本品は、ダムプロテクターの L タイプ及び M タイプに装着すること。（本品は通常、右側大臼歯部治療時に使用します。） S タイプは通常の排唾管を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ① 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥をすること。
- ② 滅菌済みのものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。
- ③ 通法に従い、必ず滅菌を行うこと。（オートクレーブ可）
- ④ 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、歯の損傷等に異常がないか点検すること。
- ⑤ 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。
- ⑥ 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の名称等】

1. 製造販売元

株式会社 デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町 53 番 5 号

TEL：03-3964-2011

FAX：03-3962-5624

2. 販売元

西連寺トレーディング CO., LTD.

〒142-0064 東京都品川区旗の台 3-14-9

*TEL・FAX：03-3784-1454