

作成年月日：2020 年 7 月 18 日作成（新様式第 1 版）

医療機器製造販売業許可番号：11B2X00040

改定年月日：

製造販売届出番号：11B2X00040000603

【一般医療器】 類別：器 22 類別名称：検眼用器具 JMDN コード：34653000
一般的名称：検眼レンズ クラス分類：I 特定保守：非該当

販売名：#7030 PV 検眼レンズ無孔板

【警告】

本品は測定器なので、曲げたり汚したり
しないこと

【形状・構造及び原理等】

【外観写真】

本製品は、38mm φ の無孔板が1枚である。



【使用方法・判定】

- ・患者に試験枠を装用し、前方の視力表を見せる。
- ・本品を、片眼に装用し、片眼に近視、遠視、乱視の患者に合わせて選択する。
- ・試験枠に本品を挿入し、自覚的視力を判定しながら眼鏡を処方する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- (1) 本器に異常がみられた場合は、ただちに使用を中止すること。

【保管方法及び有効期限】

常温に保管すること。但し、40℃以上の高温、5℃以下の低温及び70%以上の湿度は避けること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) レンズ面には手を触れないこと。
- (2) 汚れた場合は、水や中性洗剤を少量つけたきれいな柔らかい布で拭くこと。この時水や中性洗剤を直接、検眼レンズに浸けないこと。
- (3) 溶剤は決して使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 テイエムアイ

〒352-0006 埼玉県新座市新座1丁目2番10号 Tel:048-481-2501

外国製造業者 Precision Vision/アメリカ

緊急連絡先

株式会社 テイエムアイ：Tel:048-481-2501