

作成年月日： 2020年12月1日
改定年月日：

製造販売届出番号： 11B2X00040000621
医療機器製造販売業許可番号： 11B2X00040

【一般医療器】

類別：器71
一般的名称：眼鏡

類別名称：視力補正用眼鏡
クラス分類：Ⅰ

JMDNコード：35065000
特定保守：非該当

販売名：老眼鏡

【禁忌・禁止】

- ・品を曲げ、等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。
- ・眼鏡を掛けたまま歩いたり、車の運転をしないこと。

【使用目的、効能又は効果】

本製品は、視力補正用の眼鏡で、見えづらくなった手元の文字等を見やすくする際に使用する。

【形状、構造及び原理】

眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡（老眼鏡）である。

レンズ度数：+0.25～+10.00



【使用方法】

- ・手元の文字等を見る際に使用する。
- ・掛けはずしの際は、両手でテンプルを持って行う。

【使用上の注意】

- ・本製品は、書類、書物、新聞などの細かい文字を見るための使用として、それ以外の日常生活には使用できません。
- ・長時間の使用は避け、使用中に万一不快感や視力異常などを感じたときは、医師又は眼鏡店にご相談ください。
- ・階段の上り下り、段差のあるところでの使用は避けてください。
- ・太陽光線が当たる場所に放置しないでください。
- ・汗、整髪料はメッキの剥がれ、変色の原因となる場合があります。又、そのまま使用すると、アレルギー等の原因になることがありますのでご注意ください。
- ・眼鏡の掛け外しの際は、両手でテンプルを持って行う事。
- ・眼鏡を置く時は、レンズの凸面を上向きにすること。
- ・下向きにするとキズの原因になるのでしないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・ゴミやホコリ等が付着した時は、まず水洗いしてから拭くこと。
- ・カラ拭きはキズの原因となるのでしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・眼鏡ケースに入れ、直射日光の当たる場所は避けて、室内で保管する。
- ・レンズをキズつける恐れがあるので、硬い金属等と一緒にしないこと。

【製造元】

Wenzhou AIE eyewear Co., Ltd.
(ウエンヂョウ エーアイイー アイウェア
カンパニー・リミテッド)

【輸入先国】

中華人民共和国

【医療機器製造販売業者】

株式会社 テイエムアイ
〒352-0006 埼玉県新座市新座 1-2-10
Tel:048-481-2501 Fax:048-481-9913
医療機器製造販売業許可番号：11B2X00040