

作成年月日： 2021年7月15日

改定年月日：

製造販売届出番号： 11B2X00040000637

医療機器製造販売業許可番号： 11B2X00040

【一般医療器】

類別:医 06

類別名称:視力表及び色盲検査表

JMDNコード:16800000

一般的名称:視力表

クラス分類: I

特定保守:非該当

販売名:#2711 15ライン折畳式視力表

【禁忌・禁止】

本品を曲げ、等の二次的加工(改造)することは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。

【使用目的、効能又は効果】

眼科検査時に、視力の測定を行う機器である。


【形状、構造及び原理】

■サイズ:45.7cm x 50.8cm/折畳 45.7cm x 25.4cm

■視標:LETTER SIZE・小数点視力・LogMAR/30M・0.10・1.0/24M・0.12・0.9/19M・0.16・0.8/15M・0.20・0.7/12M・0.25・0.6/9.5M・0.32・0.5/7.5M・0.40・0.4/6M・0.50・0.3/4.8M・0.63・0.2/3.8M・0.80・0.1/3M・1.00・0.0/2.4M・1.25・-0.1/1.9M・1.60・-0.2/1.5M・2.00・-0.3/1.2M・2.50・-0.4

■視力表記:分数視力(フィート・M)、小数点視力、LogMAR

■設置:壁掛け(チャート上部中央付近に、穴があいています。ここにピンをさして固定します)



【操作方法、又は使用方法】

■検査距離:3m(検査距離 3m 以外の距離で検査を行った場合、計算式で視力を計算することができます)

- ・視力表を設置し、検査距離を3メートルに保つ。
- ・片眼を遮蔽して(または両眼で)、上から(大きい文字から)横一列を読ませる。
- ・一列の内、50%以上(5個中3個以上)正解したら、次の列へと移動する。
- ・これを続け、最終に読めた列の視力を記録する。

【使用上の注意】

知識をもった医療従事者が使用すること。

使用前に破損や印刷面に傷がないか、印字のかすれや視力表の色あせ確認すること。

破損や傷、印字のかすれや色あせがある場合は直ちに使用を中止すること。

使用後は乾いた布で印刷面のほこりを払うこと。

【保守・点検に係る事項】

使用前に破損や印刷面に傷がないか、印字のかすれや視力表の色あせ確認すること。

使用後は乾いた布で印刷面のほこりを払うこと。

使用後は直射日光や電球の光に当たらない場所に保管すること。

【貯蔵方法】

乾いた布で印刷面のほこりを払い、直射日光や電球の光に当たらない場所に保管すること。

水のかからない場所に保管すること。

気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこりなどにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に貯蔵・保管すること。

【製造元】

Good-Lite

(グット・ライト)

【輸入先国】

United States of America

(アメリカ)

【医療機器製造販売業者】

株式会社 テイエムアイ

〒352-0006 埼玉県新座市新座 1-2-10

Tel:048-481-2501 Fax:048-481-9913

医療機器製造販売業許可番号:11B2X00040