

【一般医療器】	類別:医 04	類別名称:整形用品	JMDN コード::11661000
	一般的名称:アイパッド	クラス分類: I	特定保守:非該当

販売名:TE-40420 角膜ライトシールド

【禁忌、禁止】

- ① 器具の改造、調整など二次加工は破損の原因になるので行わないこと。
- ② 再使用禁止
- ③ 再滅菌禁止
- ④ 本器にアレルギーを示す患者にしないこと

【使用目的、又は効果】

直径7mmの微細気孔を持つPVAスポンジで、眼の保護に用いる器具である。

【形状・構造】

本器はPVAを眼科手術用に加工したもので、眼科手術時に体液、薬液等の不要な液体を吸収、除去したり、眼及び周辺組織を保護する。

サイズ:直径7mm、
厚み:0.5mm～0.6mm

【材質】

PVA



【使用方法】

本器を角膜上に乗せて、眼の保護する。

【使用上の注意】

- ・知識をもった医療従事者が使用すること。
- ・使用前に破損や傷、異物がないかを確認すること。
- ・破損や傷、異物がある場合は直ちに使用を中止すること。
- ・本器に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間】

【保管方法】

- ・水のかからない場所、直射日光に当たらない場所に保管すること。
- ・破損や傷が生じないように保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこりなどにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に貯蔵・保管すること。

【有効期限】

- ・5年/外箱及び滅菌済の内袋に印刷されている日付を確認すること。使用期限年月日は下記マークの横に印刷されている。



- ・破損や傷、異物がある場合は直ちに使用を中止し、交換すること。

【製造元】

Tecfen Medical(テクフェンメディカル)
United States of America(アメリカ)

【医療機器製造販売業者】

株式会社 テイエムアイ
〒352-0006 埼玉県新座市新座1-2-10
Tel:048-481-2501 Fax:048-481-9913
医療機器製造販売業許可番号:11B2X00040