

歯科材料01 歯科用金属
管理医療機器 歯科メタルセラミック修復用金属材料 JMDN70796000

ノリタケ スーパーアロイ C60

【禁忌・禁止】

本合金又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：インゴット状

成分：下表のとおり

成 分	分 量 (%)
コバルト	59.3
クロム	25.3
タングステン	6.4
その他（モリブデン、ガリウム、けい素、マンガン、アルミニウム）	9.0

* 性能等：

JIS T 6121:2013 歯科メタルセラミック修復用非貴金属材料 タイプ 5

項 目	仕 様
耐力 (MPa)	570±50
伸び (%)	3～6
ヤング率 (GPa)	225±50
密度 (g/cm ³)	8.6
液相点 (°C)	1375±10
固相点 (°C)	1325±10
熱膨張係数 (K ⁻¹) (50～500°C)	(14.5±0.3) × 10 ⁻⁶

原理：本品を加熱溶解し、鋳型に鋳込んで所定の形状に成形し、歯科修復物、補綴物又は装置を作製する。

【使用目的又は効果】

主として歯科メタルセラミック修復に用いる。

** 推奨する陶材：クラレノリタケデンタル「スーパーポーセレンAAA」

適用陶材：ユニボンドヴィンテージ、ヴィンテージハロー
ヴィンテージMP、ゼオセライト****【使用方法等】**

リン酸塩系埋没材を使用し通法に従い、埋没鋳造してください。
焼却スケジュールはご使用の埋没材の取扱説明書に従ってください。
ろう付する場合は、レーザー溶接又は火炎ろう着で、陶材焼付用コバルトクロム合金に適合するろう材を使用し、通法に従って行います。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ・本合金の鋳造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて、密閉した部屋での作業を避け、鋳造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
- ・本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・保護メガネを着用すること。
- ・他の合金と混用しないこと。
- ・本合金は、記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本合金は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

〔不具合・有害事象〕

有害事象

掌跖膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

質量：100 g/函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原道町24番地3

** 電 話 番 号：075-672-2118

発 売 元：クラレノリタケデンタル株式会社

住 所：〒470-0293

愛知県みよし市三好町東山300

製品に関するお問い合わせ先

クラレノリタケインフォメーションダイヤル

電話番号：0120-33-0922

(月～金 AM10:00～PM5:00)