

歯科材料 03 義歯床材料
管理医療機器 義歯床用硬質裏装材 JMDN17609000

DHフィットリライナー

【禁忌・禁止】

- ・メタクリレート系モノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・DHミキシングチップ（別売り）は、再使用禁止のこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：

ペースト	ペースト状
プライマー	液体

成分：

本 材	ウレタンジメタクリレート、1,9-ナノジオールジメタクリレート、その他
プライマー	ジクロロメタン、その他

性能等：

JIS T 6521:2005 義歯床用硬質裏装材
タイプ 1・クラス 2

項 目	仕 様
ちょう度	43 mm
吸水率	0.7 %
溶解率	0.2 %

原理：本品を口腔内又は模型上で形成し硬化する。

【使用目的又は効果】

義歯床の裏装に用いる。

*【使用方法等】

- ①裏装する義歯床粘膜面を研削・削除して新鮮面を露出させ、よく水洗・乾燥する。
- ②裏装する義歯床粘膜面に専用プライマーを塗布する。
（小筆で 1～2 回薄く均一に塗布し、乾燥するまで放置）
- ③DH ディスペンサーⅡ（別売り）にカートリッジを取り付け、DH ミキシングチップ（別売り）を装着する。※
- ④ペーストを義歯床粘膜面に盛り上げ丁寧に広げる。
（プライマー塗布面には、必ずペーストを広げてください。）
- ⑤口腔内に義歯を挿入し、筋形成を行う。
- ⑥口腔内挿入と筋形成、撤去までの作業時間目安（室温 23℃）
 - ・0:00～0:30 本材の混和～義歯床への盛り上げ
 - ・0:30～1:45 口腔内挿入・保持
 - ・1:45～2:30 筋形成
 - ・2:30～3:30 アンダーカットがあれば口腔外でトリミング
 - ・3:30～5:00 口腔内保持
 - ・5:00 撤去
- ⑦形態修正・研磨・洗浄
通法に従い、形態修正、研磨、洗浄を行う。

※DH ディスペンサーⅡ及び DH ミキシングチップは、当該製品には含まれません。

DH ディスペンサーⅡ 一般医療機器 歯科用練成器具
届出番号：26B2X10018M00101

DH ミキシングチップ 一般医療機器 歯科用練成器具
届出番号：26B2X10018M00102

**〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・本材は重合の際に発熱を伴うことから、口腔内に挿入した際に過剰な発熱を感じた場合は、速やかに口腔外に撤去し、火傷等を起こさないよう注意すること。
- ・ペーストの過剰な盛り上げは、硬化時の異常発熱及び咽頭部への流れ込みの原因となるため、盛り上げるペースト量には十分注意し、薄く塗り広げてから口腔内に挿入すること。

【使用上の注意】

**〔重要な基本的注意〕

- ・本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・本品の硬化物を研削、研磨する際には、局所集塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- ・本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品は歯科医療有資格者以外が使用しないこと。
- ・プライマーにはジクロロメタンが含まれているため蒸気を吸引しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は直接光の当たらない場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

本品は包装、容器に記載の使用期限までに使用すること。
〔記載の使用期限は当社データによる。〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社
住 所：〒601-8356
京都府京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3
電 話 番 号：075-672-2118

製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社