

特定保守管理医療機器 L-CUBE (エルーキューブ)

【禁忌・禁止】

- 本品を表記以外の用途に使用しないこと。
- 本品は強力な可視光線を発生するので、照射光を直視したり、人の目に向けて照射しないこと。
(目を損傷する可能性があります)

【形状・構造及び原理等】

1. 主な原材料
電池格納ケース：ABS 樹脂
2. 構造
 - 構成：LED 光源及び制御内蔵部と電流供給のための 9V 乾電池格納部をケーブルでつないでいる。
 - 電氣的定格
定 格 電 圧：DC 9V
交流・直流の別：直流
定格使用電力：1.1W
 - 重量
LED 照射部：10 g
ケーブル及び乾電池格納部：37 g (電池重量は含まない)
3. 性能及び安全性に関する規格
 - 性能
9 V 乾電池で照射した場合、照度 60,000lx 以上で 10 時間以上の使用が可能。
 - 仕様
光源：LED 8 個(9V 1.1W)
 - 1) 9V 乾電池格納部と LED 照射部をケーブルにて接続。
 - 2) 乾電池格納部のスイッチにより手動にて電源の ON/OFF を切り替える。

【使用目的又は効果】

本品は歯面上に塗布した漂白材を加熱するために用いる機器である。

【使用方法等】

1. 使用前の準備
ケーブルの接続
乾電池をセットした電池格納ケースより出ているケーブルを、LED 照射部に接続する。
2. 操作
 - 1) 照射
乾電池格納ケース上にあるスイッチを切り替えると照射が始まる。
 - 2) 照射の終了
規定時間照射ののち、スイッチの切り替えにより照射が終了する。

【使用上の注意】

- 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 故障したときの修理は専門家に委ねること。
- 機器は分解、改造しないこと。
- 出荷時にはテスト用電池が入っている。スイッチを入れても照射されない場合は、市販の 9V 乾電池に交換すること。
- 長期間使用しない場合は、電池を外して保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

- 水のかからない場所に保管すること。
- 温度、日光、ほこりなどにより悪影響が生じるおそれのない場所に保管すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

* 【保守・点検に係る事項】

- 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- しばらく使用しなかった場合には、使用前に必ず正常かつ、安全に作動することを確認すること。

＜耐用期間＞

3 年間。

※ 正規の使用法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

有限会社デントレード
TEL：072-620-0523

取扱説明書を必ず参照してください。