

## 歯科材料 02 歯冠材料

管理医療機器 硬質レジン歯 JMDNコード：70808000

## ブライト（BRIGHT）

## 【形状・構造及び原理等】

本材は、歯ブラシ磨耗に対して耐磨耗性を持つ硬質レジン  
を唇面、咬合面部（琺瑯部）と中間部（象牙部）に、歯頸  
部（本体）にメタクリル酸メチル重合体を用いた三層構造  
である。

## 1) 成分

・本製品の原材料および成分

| 製品の種類                 | 原材料および成分                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 前歯および白歯<br>淡色二色及び三色成型 | ポリメタクリル酸メチル<br>メタクリル酸メチル<br>着色用顔料として二酸化チタン等、<br>その他 |

## 2) 形態および大きさ

・本製品の有する形態及び色調

| 製品の種類    | 形態                                                                                                                               | 色調                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 前歯上顎     | 03, 04, 05, 06<br>T3, T4, T5, T6<br>S3, S4, S5, S6<br>C3, C4, C5, C6<br>SS3, SS4, SS5, SS6                                       | A 2<br>A 3<br>A 3.5<br>B 2 |
| 前歯下顎     | L3, L4, L5, L6<br>L03, L04, L05, L06<br>LS3, LS4, LS5, LS6<br>LSS3, LSS4, LSS5, LSS6<br>LC3, LC4, LC5, LC6<br>LT3, LT4, LT5, LT6 |                            |
| 白歯（上・下顎） | M28, M30, M32                                                                                                                    |                            |

## 3) 色調：4 色 A 2, A 3, A 3.5, B 2

## 4) 原理：本材を義歯床に排列・結合することで、総義歯、局部義歯等の製作に用いる

## 5) 品目仕様等

①該当規格：JIS T6506:2005[レジン歯]の硬質レジン歯に適合する。

## ②品質

・結合性（N）

|             |          |
|-------------|----------|
| 上顎レジン歯（中切歯） | 1 1 0 以上 |
| 下顎レジン歯（中切歯） | 6 0 以上   |

・エナメル部の硬さ：2 1 HV0.2 以上

## 【使用目的又は効果】

本材は、義歯床に植立して用いる。

## 【使用方法等】

- 1) 本材の琺瑯部及び象牙部は、硬度が高く、耐摩耗性が高いため形態修正などを行った時は、入念な研磨を行うこと。
- 2) 本材を用いた義歯製作の際に、強アルカリ性（pH10 以上）の石こう溶解材を使うと、変色することがあるので使用しないこと。
- 3) ろう義歯製作の際に、人工歯部に火災が当たらないように注意すること。

## 【使用上の注意】

## 1) 使用注意

- ①本材の研削、研磨の際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、防塵マスク、

保護メガネなどを使用し、作業により発生する粉塵を防御すること。

②本材は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと

## 2) 重要な基本注意

①本材の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

②本材の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。

## 3) その他の注意

患者が義歯を使用する上での一般的な注意として以下を患者へ指導してください。

①義歯を清潔に保つこと。食後、軟らかい義歯用歯ブラシを使用して食物残渣等を軽く取り、清掃すること。また、義歯洗浄剤などを併用すればより効果的であること。

②人工歯の部分汚れや、ブランクが付いた場合は、適宜、義歯用歯ブラシに歯磨剤を付けて磨くこと。

## 【保管方法及び有効期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ・本材は、高温多湿、直射日光を避けて保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

[包装]

各色調・各形態（サイズ）

| 製品種類                  | 包装種類       | 包装仕様        | 内容量            |
|-----------------------|------------|-------------|----------------|
| 前歯 上・下各<br>1 組（6 歯/板） | 箱入り<br>完成品 | 座板付<br>化粧箱入 | 16 組<br>(96 歯) |
| 白歯 上・下各<br>1 組（8 歯/板） |            |             | 12 組<br>(96 歯) |
| 前歯（上、下）               | バラ歯        | ビニール袋入      | 25 歯入り         |
| 白歯（上・下）               |            |             | 25 歯入り         |

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造業者

上海ビジョン歯材株式会社  
電話番号：+86-21-57561100  
製造国名：中華人民共和国

選任製造販売業者

有限会社ディーシーエルタニモト  
兵庫県宍粟市山崎町須賀沢 1283  
電話番号：0790-63-2788

取扱説明書を必ずご覧ください