

機械器具 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用金属表面加工器 70755000

サンドブラスター AX-P2

【禁忌・禁止】

- ・ 熟知したもの以外は、使用しない事。
- ・ 使用目的以外での目的で使用しないこと。

【形状、構造及び原理】

1. 概要

本品は砂槽部、エアーノズル、作業室および電気式コントロールユニット等から成る。

2. 仕様

- | | |
|------------|---------------------|
| (1) 電源 | : 110V 50～60Hz 共用 |
| (2) 消費電力 | : 20W以下 |
| (3) 噴射ノズル径 | : 3mm (砂粒径250μm) |
| (4) 圧縮空気圧力 | : 6kg/cm |
| (5) 重量 | : 24kg |
| (6) 外形寸法 | : L33cm×W40cm×H53cm |

3. 外観形状



【使用目的又は効果】

本品は、歯科用金属の表面に、砂（ケイ砂系研磨材）を混合させた圧縮空気を吹き付けることにより、表面研磨加工を行う装置である。
専用吸塵器を付帯する。

【性能及び安全性に関する規格】

外観：正しい輪郭を持ち、歪み、汚染、その他欠陥があつてはならない。
作動：電源に接続し、スイッチをON/OFFすることにより、異状なく作動および停止作動すること
漏電：密閉ケースに漏電がないこと
エアー漏れ：エアー系統に漏れがないこと

【使用方法】

- (1) サンドブラスター本体と、電源および圧縮空気（コンプレッサー）を接続する。
- (2) 専用吸塵器を併用する場合は、吸塵器とサンドブラスターとを吸塵ホースで接続し、吸塵器の電源を入れる。
- (3) 砂（ケイ砂系研磨材）を砂槽部に入れる。
- (4) サンドブラスター本体の作動スイッチ（フットスイッチ）をON/OFFし作動を確認する。
- (5) 電気式コントロール装置の強弱切り替えて、吹き付け力（圧縮空気圧力）を調整する。
- (6) 被加工物を作業室に入れて、フットスイッチを操作しながら研磨作業を行う。
- (7) 被加工物を取り出して、作業を終了する。
- (10) 終了後電源コードを電源コンセントから抜く。また圧縮空気関係のホースも取り外す。

【保管方法及び有効期間】

1. 水のかからない場所に設置・保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

本体 1台/箱

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者

: 有限会社 ディーシーエルタニモト

住所 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢 1283

TEL 0790-63-2788 FAX 0790-67-9090

製造業者

: SHANGHAI PIGEON DENTAL MFG. CO., LTD. 中国

取扱説明書を必ず参照のこと