

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用顔弓 35700000

キャリパス

【禁忌・禁止】

- ・ 熟知した者以外は、使用しないこと。
- ・ 使用目的以外での目的で使用しないこと。
- ・ 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- ・ 落下させたり強い衝撃を与えないこと。

【形状、構造及び原理】

1) 形状・寸法



高さ	72 mm±0.5 mm
幅（最小）	202 mm±0.5 mm
幅（最大）	287 mm±0.5 mm
奥行き	180 mm±0.5 mm

2) 作動原理

各患者個人の骨格的な位置を測定し、咬合器に再現する。
顔面、及び口腔内に装置を固定し位置関係を記録する。

【使用目的又は効果】

歯科診療・研究を目的として、生体の歯列・顎堤と下顎骨顎頭の位置関係を記録し、咬合器上に転写再現する為の補助装置である。本品を使用すると基準平面と口腔（開口運動軸）との3次元的な位置関係を咬合器上で再現できる。

【性能及び安全性に関する規格】

外観： 正しい輪郭を持ち、サビ、歪み、汚染、その他欠陥があつてはならない。

寸法： 上記のとおり

【使用方法】

- 1) 通法に従い、トゥースサポートを患者の歯列に合わせ軽く噛ませる。
- 2) 本体の各部のネジをゆるめ、顔の基準平面に合わせネジを固定する。
- 3) ユニバーサルジョイントとトゥースサポートを連結させ固定する。
- 4) 本体のネジをゆるめ、本体のスライドアームを開けて耳と口腔内から取り外し咬合器にトランスファーする。

【使用上の注意】

- 1) 本品への切削や打刻などの二次加工は破損の原因になるので、絶対に行わないこと。
- 2) 無理な角度、過度の加圧での使用は折れたり曲がったりすることがあるので行わないこと。
- 3) 洗浄の際は磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。

【保管方法及び有効期間】

- 1) 電気分解を要因とした錆を防ぐため、材質の異なる器具と一緒に保管しないこと。
- 2) 錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- 3) 化学薬品と一緒に保管しないこと。
- 4) 消毒器、滅菌器、保管庫等に発生した錆に注意すること。
- 5) 高温多湿や塵、埃のない清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、腐食等が無いことを確認すること。
ある場合は使用を中止すること。

【包装】

1セット／箱

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

製造および製造販売業者：

名称 有限会社 ディーシーエルタニモト
住所 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢 1283
TEL 0790-63-2788 FAX 0790-67-9090

取扱説明書を必ず参照のこと