

2024 年 3 月 8 日作成（様式第 1 版）

製造販売届出番号：28B2X10028000131

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科技工用光学印象採得補助材料 70892000

ナノスキャンジェル

【形状・構造及び原理等】

1. 外観



*左からピンク、白、ソリューション

2. 構成

- 主剤
光学印象採得補助材料としての塗布剤。ピンク／白の 2 色。
- ソリューション
主剤が増粘または硬化した場合の再水和添加剤。

3. 原材料

形態	液状	
成分	酸化チタン	30 ～ 50%
	エチルアルコール	10 ～ 30%
	水	17 ～ 32%
	その他	5 ～ 15%

4. 原理

被スキャン材料に塗布することで、光学印象採得時の乱反射を防止する。

【使用目的又は効果】

本品は、3D スキャナー等による光学印象採得時に、乱反射等を防止するために用いる。

【使用方法】

- (1) 使用前に本剤を十分に振る。(本剤が増粘または硬化している場合は、ソリューションを加えてよく混和して薄める)
- (2) ブラシを使って、スキャンする部位表面に均一に塗布する。
- (3) 3D スキャナー等の印象採得器でスキャンを実行する。
- (4) 印象採得後は、スチーム等を当てて本剤を除去する。

【使用上の注意】

- (1) 印象採得以外の用途に使用しないこと。
- (2) 使用中は手袋、ゴーグル、マスク等を使用し、本剤の誤飲、接触、吸入を予防すること。
- (3) スチームで本剤を除去する際を含めて、本剤が目に入らないように注意する。誤って本剤が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄し眼科医の診療を受ける。
- (4) 本剤が皮膚に付いた場合は、石鹸を使用して流水で流す。
- (5) 使用者に炎症（皮膚発疹、過敏反応）やその他のアレルギー反応が発生した場合、直ちに使用を中止して医師の診察を受ける。
- (6) 異物が混入しないようにする。
- (7) 使用を許可された担当者以外の者、子供、高齢者が触れないようにする。
- (8) 直射日光のあたる場所、あるいは火気の近くで使用しない。

【保管方法及び使用期間等】

- (1) 直射日光が当たる場所や高温・多湿の場所を避け、密閉して冷暗所に保管すること。
- (2) 本材使用中または使用後は、開封状態で放置しないこと。
- (3) 歯科の従事者以外が触れることがないように、適切に保管・管理すること。

【包装】

ケース内に以下品目を同梱してセットとする。

- ・本剤（1 本）
- ・ソリューション（1 本）

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名：有限会社 ディーシーエルタニモト

住所：兵庫県粟粟市山崎町須賀沢 1283

TEL 0790-63-2788

FAX 0790-67-9090

製造業者名：ID KOREA CO., LTD. (IDEAS DENTALES) (KOREA)

取扱説明書を必ず参照のこと