

2024 年 4 月 12 日作成（様式第 1 版）

製造販売届出番号：28B2X10028000132

歯科材料 03 義歯床材料
一般医療機器 歯科用パターンレジン 70833000

P P D S 急速硬化型パターンレジン

【禁忌・禁止】

- 本材又はメタクリル酸系のモノマーに対して発疹、皮膚炎等の既往歴のある患者には使用しない事。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観



2. 形状

- 粉剤 - 粉末：100 g（瓶）
- 液剤 - 液：100 ml（瓶）

3. 構成

品目	成分
粉材（ポリマー）	コ・メチルメタクリレート 顔料 その他
液材（モノマー）	メタクリル酸メチル EDGMA その他

*顔料は、赤、緑、白の3種類あり

付属品として、下記物品が付随する。

- シリコンカップ
- 筆・スポイト

【使用目的又は効果】

本剤は、インレー・クラウン等の製作又は技工作業での仮着に用いる。
本剤の硬化時間は、室温（23℃）にて3～4分である。

【使用方法】

- 付属のシリコンカップに粉材、液材をそれぞれ適量取る。
- 筆先を液材に浸してから粉剤に触れ、筆先で粉剤と液剤が融合するようにさせて、（その融合物をクラウン内面に積み重ねる等）技工作業を行う。
- 作業中に筆先に残ったレジンは都度ティッシュ等で拭き取りながら同作業を繰り返す。
- 硬化時間に注意して作業する。

【使用上の注意】

- 作業後にシリコンカップに残った粉材や液材は容器に戻さず、廃棄する。
- 本材硬化後の製品の研磨時等には、誤って粉を吸引しないよう防塵マスク等を使用する。
- 本材使用時には目の保護のため、防護メガネ等を使用する。万一、本材（液材、粉材または液材と粉材の混合物）が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄し眼科医の診療を受ける。
- 本材は、適切な換気（2～3回/時）の元で使用する。
- 本材の重合時には熱が発生するので、火傷等に注意する。

- 本材硬化後のパターンに鋭利な部分が存在する場合、手指に怪我をする恐れがあるため、取扱いに注意する。
- 本材と他のパターンレジンの併用は避ける。
- 本材を火気の近くで使用したり、火気の近くには置かない。
- 直射日光があたる場所や高温になる場所に本材を放置しない。
- 使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。

【重要な基本的注意】

- 皮膚アレルギーの既往歴がある術者は、手袋等を用いて直接本材に触れないようにして、慎重に使用を検討すること。
- 皮膚アレルギーの既往歴がある患者には使用しない。
- 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた場合には、使用を中止し、医師の診察を受ける。

【保管方法及び使用期間等】

- 直射日光が当たる場所や高温・多湿の場所は避け、密閉して火気厳禁の冷暗所にて保管すること。
- 本材使用中または使用後は、開封状態で放置しないこと。
- 歯科の従事者以外が触れることがないよう、適切に保管・管理すること。
- 有効期限は未開封状態で製造後5年とする。

【包装】

ケース内に以下品目を同梱してセットとする。

- 粉材（100 g/瓶）
- 液材（100 ml/瓶）
- シリコンカップ（2個）
- 筆（1本）
- スポイト（1本）

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名：有限会社 ディーシーエルタニモト

住所：兵庫県宍粟市山崎町須賀沢 1283

TEL 0790-63-2788

FAX 0790-67-9090

製造業者名：Shanghai Pigeon Dental Mfg. Co., Ltd （中国）

取扱説明書を必ず参照のこと