

歯科材料 (01) 歯科用金属
管理医療機器 歯科用コバルト・クロム合金線 JMDN コード：70789000
DB コバルトクラスプ線 *

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) ニッケル又は、本品に対して、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

該当規格：JIS T 6104

形状：丸線状

直径：0.9mm、1.0mm

成分	含有量(%wt)
コバルト	残部
ニッケル	32.4±1.0
クロム	20.0±0.5
モリブデン	10.0±0.5
鉄	1.6±0.5
ニオブ	1.0±0.2
チタン	0.5±0.2
その他	最大 0.67
合計	100

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用鉤（クラスプ又はレスト等）の製作に用いるコバルト・クロム合金線である。

【使用方法等】

- 1) 適用症例にあわせて本品のサイズを選択し、必要寸法に切断して歯科用プライヤー又は鉗子等で屈曲・成型する。

※本品は、熱処理を施すとより硬くなる。熱処理を施す場合は、形態付与後 525℃付近の温度で実施すること。

- 2) ろう付には歯科用銀ろうを使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 口腔内での本品の削合、研磨を行わないこと。
- 2) 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるために、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用して、粉塵を吸引しないこと。
- 3) 本品をプライヤー等で無理に曲げたり、局部的に繰り返し曲げ加工を行ったりすると、折損する場合がある。
- 4) ろう付の前には、本品をアルコール等に浸漬して表面に付着している油分を除去すること。
- 5) ろう付作業中は、換気に十分注意するとともに、保護メガネを使用して目を保護すること。
- 6) ろう付の際に歯科用フラックスを使用する場合には、

その説明書に表示の使用上の注意事項を守ること。また、作業終了後は、速やかに洗面、洗眼、うがい等を行いフラックスによる汚染を除くこと。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 2) 患者の来院時、本品に亀裂等の不具合、変質がないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

1. 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。
2. 埃、塩分、水分を多く含んだ空気による悪影響を生ずる恐れのない場所、及び外圧のかからない場所に保管すること。
3. 本品は、品質保持のため高温・多湿・直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 DentalBank

第一種医療機器製造販売業

092-513-3280