

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科材料加温器 JMDN コード 70720000

DB AR ヒート

【形状、構造及び原理等】



1.	ボディ
2.	AC アダプター
3.	温度表示 LED
4.	電源ボタン
5.	温度設定ボタン
6.	電源接続部

本品は、本体、電源部、材料挿入部から構成されている。

・電気的定格

入力：100-240V AC 50/60Hz

出力：12V DC 3A

・寸法

本体：直径約 77mm 高さ約 120mm 重量約 726g

（原理）

本体に内蔵されたヒーターに電力を供給することでヒーターが加熱される。その熱を本体上部に設置した各用途に適したトレイに伝えることで、歯科材料等を加温する。

【使用目的又は効果】

歯科材料等を適切な使用状態に維持するために用いる加温装置。

【使用方法等】

- 1) 電源アダプターと本体を接続し、商用コンセントに接続する。ホワイト、グリーン、レッドの3色の色が点灯していることを確認する。
- 2) 本体裏の電源ボタンを押して、加熱を開始する。
- 3) 温度設定ボタンを押して、任意の温度に設定する。
温度設定ボタンを1回押す毎に、3種類の温度を順番に設定でき、温度によってLEDランプがホワイト、グリーン、レッドの順に光る。
- 4) 温度設定ボタンで任意の温度に設定した後、設定温度のLEDライトが点滅し、設定温度まで達すると、LEDライトが常時点灯する。
- 5) 使用後は、本体裏の電源ボタンを押して、加熱を停止させる。

（参考）

押す回数	LEDが点灯する色	温度
1	ホワイト	40℃
2	グリーン	50℃
3	レッド	70℃

【使用上の注意】

使用注意

- 1) 有資格者による治療にのみ使用すること。
- 2) 患者の安全を第一に考え、使用には十分注意すること。
- 3) 取扱説明書に記載されていない分解、及び改造は行わないこと。
- 4) 落下させるなど強い衝撃を与えないこと。
- 5) 本体表面が高温になるため、表面には触れないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 保管方法
 - ① 有資格者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。
 - ② 本品は、品質保持のため高温・多湿・直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
 - ③ 水のかからない場所に保管すること。
- 2) 耐用期間
使用開始日から、正規の保守点検（消耗品の交換等）を行った場合に限り 5 年間とする。

【保守・点検に係る事項】

詳細については、取扱説明書を参照すること。

使用者による保守点検事項

- ・ 使用後は、本体表面の清掃を行うこと。
- ・ しばらく使用しなかった機器を再使用する時には、使用前に装置が正常かつ、安全に作動することを確認すること。
- ・ LED ライトが 3 色同時に点滅しているときは、温度センサーが故障しているため、すぐに修理業者に連絡すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

第一種医療機器製造販売業

株式会社 DentalBank

092-513-3280