

類 別：機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具
一般的名称：角度計
一般医療機器コード 37529000

販 売 名：角度計

【禁忌・禁止】

1. 本製品は使用目的以外には使用しないこと。誤った使用法は、本品の破損を招く恐れがある。
2. 本製品の加工、改造等は絶対に行わないこと。振動、切削、打刻等により製品を著しく劣化・消耗させ、故障・破損の原因となる。
3. 本製品の使用にあたり、この添付文書を事前に十分理解すること。

【形状・構造及び原理】

1. 原材料/材質 ステンレス鈎
2. 形状・構造
基幹部分は、角度を示す分度器とアームにより構成される

代表例



3. 作動・動作原理

角度計に固定されている基本アームと可動アームにより角度を測定する（可動アームの初期位置を 0 度とする）。

【使用目的、効能又は効果】

X 線又は手術時等に骨の角度を測定するために用いる。通常、分度器として知られている。

【使用上の注意】

- (1) 本製品の使用前に、変形・傷がないか、ネジなどの緩み、外れ等がないかなど不具合を確認の上使用すること。不具合を発見した場合には使用しないこと。
- (2) 折損・曲がりの原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- (3) 使用後は、表面に付着している血液、体液、組織片及び薬品等が乾燥しないように直ちに洗浄し、消毒する。
- (4) 塩素系およびヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので出来るだけ使用を避けること。使用中に付着した時には水洗いすること。
- (5) 本製品は金属であるため、度重なる使用による材料自身の疲労により破損することがある。

- (6) 可動部に人体を挟まないよう注意すること。

【貯蔵・保管方法】

清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管する。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用後は出来るだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
- (2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な温度で使用する。強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用を避ける。医療用の中性洗剤を推奨する。
また、金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- (3) 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには、浄化水を用いることを推奨する。
- (4) 洗浄後は錆・腐蝕防止のために直ちに乾燥させ、出来れば乾いた布で再度拭き取ること。
- (5) 汚れが残った状態で消毒を行わないこと。
- (6) 可動部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を塗布することを推奨する。
- (7) 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。

【包 装】

1 本単位ビニール袋包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：TTM 株式会社

住 所：〒116-0003

東京都荒川区南千住 3 丁目 1 8 番 2 号

Tel: 050-5434-2620

製 造 元：Enika Trading Co. Pakistan

医療機器外国製造業者認定番号：BG12400008