

機械器具 51 医療用嚢管及び体液誘導管
一般医療機器 再使用可能な歯科用吸引カニューレ (38759000)

デュールカニューレ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

プロフィラクシス・
カニューレ



ユニバーサル・
カニューレ



ユニバーサル・プロテクト・
カニューレ



ベティート・プロテクト・
カニューレ φ 16（小児用）



ベティート・
カニューレ φ 11（小児用）



2. 寸法

[単位：mm]

名称	長さ	内径	外形
プロフィラクシス・カニューレ	112(*)	13	16
ユニバーサル・カニューレ	111	13	16
ユニバーサル・プロテクト・ カニューレ	111	13	16
ベティート・プロテクト・ カニューレ φ 16	110	13	16
ベティート・カニューレ φ 11	111	9	11

* 回転ヘッド無し：106

3. 原材料

名称	原材料
プロフィラクシス・カニューレ	ナイロン 6
ユニバーサル・カニューレ	ポリプロピレン
ユニバーサル・プロテクト・ カニューレ	
ベティート・プロテクト・ カニューレ φ 16	
ベティート・カニューレ φ 11	

【使用目的又は効果】

歯科ユニットのバキュームハンドピースに接続して、口腔内に貯留する水分や切削片及び冷却水の飛散を吸引除去するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法

- (1) バキュームハンドピースに本品を確実に接続する。
※プロフィラクシスは、回転ヘッドを取付けた後に接続する。
- (2) 吸引装置を操作し、口腔内の水分や切削片等を吸引する。
- (3) 使用後は、すぐに 200ml 以上の水を吸引後、洗浄・消毒及び滅菌を行う。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- (1) 使用の際は、洗浄・消毒及び滅菌済みであることを確認すること。

【使用上の注意】

1. 本品に傷や汚れ、及び破損がないことを目視にて確認すること。
2. 本品を廃棄する場合は、感染性廃棄物となるため、関連法規及び各地方自治体の条例・規則に従って適切に廃棄処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光を避けること。
2. 滅菌後の保管は、高温多湿を避けて埃など汚れのつかない引き出し等に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・消毒・滅菌等
 - (1) 使用後は、付着している血液や切削片等目視確認できる汚れを取り除くこと。
※プロフィラクシスは回転ヘッドを取り外し、洗浄・消毒及び滅菌を行う。
 - (2) 洗浄・消毒後は、汚れが完全に除去されていることを確認し、必要に応じて洗浄消毒工程を繰り返し行うこと。
※アルデヒドの含有された薬液は使用しないこと。
 - (3) 洗浄・消毒剤は水でよくすすぎ、乾燥させてから滅菌を行うこと。
 - (4) 使用の度に、高圧蒸気滅菌（134℃、5 分間）を行う。
※高圧蒸気滅菌以外の滅菌方法は用いないこと。
※134℃を超える温度は、本品に影響を与えるので注意すること。
 - (5) 本品に悪影響を与える様な薬品・液体・気体等は用いないこと。
2. 使用者による保守点検（日常点検）
本品に傷や汚れ、及び破損があれば、使用せずに交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デュールデンタルジャパン株式会社
住所：〒650-0047
兵庫県神戸市中央区港島南町 6 丁目 5 番 8 号
許可番号：28B2X10034
e-mail：support@duerr.co.jp
製造元：Duerr Dental SE（ドイツ）

取扱説明書を必ずご参照ください。