

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用顔弓 JMDN 35700000

ウィップミックス クイックマウント フェイスボウ モデル 8645

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



寸法：奥行き 215mm x 横幅 215mm x 高さ 128mm

〔材質〕

アルミニウム合金

〔原理〕

本品を患者に装着し、上顎弓の相対位置を記録し、これを模型がセットされた咬合器に装着することにより、実際に近い位置関係を再現する。

【使用目的又は効果】

顎の位置関係を生体上で記録し、咬合器上に上顎模型を移し換える。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照すること。

〔使用方法〕

1. 使用前にフェイスボウ・フォークを高圧蒸気（オートクレーブ）で 135℃、8 分間滅菌する。
2. フェイスボウ・フォークの U 字部分に印象材またはコンパウンド等を付着させ、口腔内の噛み合わせの記録を採得する。
3. 右アーム固定ネジの端に装着されたプラスチックイヤープースを両側の外耳道に入れる。
4. フェイスボウ・フォークの柄を水平スライドバーに固定したトグルに取り付ける。
5. アップライトスクリューを緩め、ノーズピースシャフトに取り付けてあるノーズピースを眉間（鼻根部）に当て、位置を調整しながらアップライトスクリューを締めて固定する。
6. 左右のフェイスボウ・水平・アーム接続部分にあるアーム固定ネジを調節し、顎頭間距離を決める。
7. フェイスボウ前面の S、M または L のマークから顎頭間距離の近似値を測定できる。
8. アーム固定ネジを緩め、開口させ、フェイスボウ全体を引き抜く。
9. フェイスボウを咬合器に取り付ける。
10. 咬合器の使用方法に従い、作業する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

1. ネジを締めすぎるとネジ山が破損するので、プライヤー等の工具は使用しないこと。
2. 運搬の際はキャリングケースに入れて保護すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等に対する安全状態に注意すること。
2. 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. フェイスボウ・フォークは、高圧蒸気（オートクレーブ）で 135℃、8 分間滅菌すること。
2. イヤーピースはアルコールで拭いて消毒すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	東京歯科産業株式会社
電話番号	03-3831-0176(代)
製造業者	ウィップミックス社 (Whip Mix Corporation)
国名	アメリカ合衆国

取扱説明書等を必ずご参照ください。