

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用咬合器 JMDN 10201000

デンタータス ARL 咬合器

【形状・構造及び原理等】

【形状】

本品は、コンダイラー型の半調節性咬合器である。



寸法：横幅 140mm×高さ 65mm×奥行き 165mm

【材質】

アルミニウム合金

【原理】

上下模型をセットし、下顎運動を機械的に再現する。

【使用目的又は効果】

歯科補綴物の製作及び咬合関係の診断

コンダイラー型で、矢状顎路傾斜度及び平衡側の側方顎路角の調節機構を備える。また、可動部は最小限の許容誤差で製作されており、中心部において側方への「あそび」が生じたとき、それを較正する機能を備える。

ARH 型と異なるのは上顎フレームが調節できる点であり、上下顎部の相対的な位置関係がゲージブロックにより正確に調節される。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照すること。

【使用方法】

1. 上下を印象採得し、石こうで模型を作る。
2. 厚みの異なるバイトワックスを用いて、咬頭嵌合位で 2 枚以上咬合採得する。
3. バイトフォークにコンパウンドを載せて、患者に嵌合させる。
4. バイトフォークに上顎の石こう模型を載せて、咬合器に装着する。
5. 咬合器に石こうでマウントする。
6. バイトワックスを挟んで上顎模型と下顎模型を嵌合させて固定し、咬合器に石こうでマウントする。
7. この位置の目盛りが顎の偏移を示す。

【使用方法に関連する使用上に注意】

1. ネジを締めすぎるとネジ山が破損するので、プライヤー等の工具は使用しないこと。
2. 運搬の際はキャリングケースに入れて保護すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等に対する安全状態に注意すること。
2. 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 乾燥させてから注油すること。
2. 毎回使用後、作業部及びネジ部にオイルを薄く塗布すること。
3. 純正オイルを使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	東京歯科産業株式会社
電話番号	03—3831-0176
製造業者	デンタータス社 (Dentatus AB)
輸入先国	スウェーデン

取扱説明書等を必ずご参照ください。