

歯科材料 3 義歯床材料
一般医療機器 歯科用分離材 JMDN 70923000
ハイドロキャスト plus フローコントロール

【禁忌・禁止】

本品又は記載の成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[形状]
液

[成分]

フタル酸ベンジルブチル、エタノール、その他

[原理]

本品を義歯床粘膜面に塗布後、乾燥することで義歯床粘膜面に被膜を形成し、義歯床用短期弾性裏装材の除去を容易にする。

【使用目的又は効果】

本品は、ハイドロキャスト plus 専用の分離材である。
粘膜調整又は機能印象終了後、義歯床用短期弾性裏装材を義歯床から容易に除去するために用いる。

【使用方法等】

詳細はハイドロキャスト plus の取扱説明書を参照すること。

[本品と併用する材料]

義歯床用短期弾性裏装材：ハイドロキャスト plus

[使用方法]

1. 口腔内の状態及び義歯床を診断し、異常圧迫部やアンダーカットになる部分を技工用カーバイドバー等で削り取る。
2. 義歯床の粘膜面を清掃し、十分に乾燥させる。
3. 粘膜調整又は機能印象終了後に、義歯床から義歯床用短期弾性裏装材を剥がしたい部分に、本品を一層塗布し、十分に乾燥させる。
4. 本品が乾燥した後、義歯床用短期弾性裏装材を用いて、通法に従い粘膜調整、機能印象を行う。

【使用上の注意】

詳細はハイドロキャスト plus の取扱説明書を参照すること。

[重要な基本的注意]

1. 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。
2. 本品または記載の成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症状の既往歴のある術者は、使用しないこと。
3. 本品を皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。皮膚に付着した場合には、すぐに流水で洗浄すること。目に入った場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

高温、多湿、直射日光、火気等を避けて、室温（5℃～27℃）で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	東京歯科産業株式会社
電話番号	03-3831-0176(代)
製造業者	デンツプライコーク (DENTSPLY Caulk)
国名	アメリカ合衆国

取扱説明書等を必ず参照ください。