

機械器具 67 歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダム JMDN 11155010

トーデント スマートダム

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 天然ゴムに対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 本品に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
3. 再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[形状]

種類	寸法	厚さ	色調
ノンラテックス	6 x 6 インチ (約 152x152mm)	スタンダード (0.25mm ± 0.02mm)	パープル
ラテックス	5 x 5 インチ (約 127x127mm) 6 x 6 インチ (約 152x152mm)	ミディアム (0.18mm ± 0.02mm)	グリーン *ブルー

[原材料]

ノンラテックス：ポリイソプレン
ラテックス：天然ゴム

[原理]

治療歯に被せて歯を孤立させることで手術野を隔離し、唾液や細菌による汚染、薬剤や器材等の誤飲を防ぐ。

【使用目的又は効果】

歯科治療中に口腔内で手術野を隔離する。

【使用方法等】

[使用方法]

1. ラバーダムパンチで本品に穴をあけ、歯牙に被せる。
2. 露出させた歯の歯頸部にラバーダムクランプを装着して本品を固定し、手術野を隔離する。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1. 患者への連続使用時間は60分以内とすること。
2. 本品に鋭利な歯科用インスツルメント等が触れると、破れや穴があくことがあるので注意すること。また、そのような場合は、直ちに交換すること。
3. 薬品や溶剤等によっては、本品に付着すると膨潤したり浸透したりすることがあるので、注意すること。
4. 油脂により材質が劣化することがあるので、注意すること。

【使用上の注意】

[使用注意]

再使用しないこと。

[重要な基本的注意]

1. 本品は天然ゴムを含有しているため、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等の症状を起こすことがある。このような症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な措置を施すこと。

2. 本品は天然ゴムを含有しているため、かゆみ、発疹、皮膚炎等のアレルギー性接触皮膚炎〔遅延型（IV型）アレルギー〕を起こすことがある。このような症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談すること（患者と医療従事者に共通）。
3. 本品の接触による過敏症を防ぐため、保護手袋、保護眼鏡、保護マスク等を使用すること。
4. 本品に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
5. 本品の使用により過敏症が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光、高温多湿及び水濡れを避け、室温で保管すること。

[有効期間]

包装に記載の使用期限までに使用すること。〔記載の使用期限は自己認証（当社データ）による。〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	東京歯科産業株式会社
所在地	東京都千代田区外神田 6-10-5
外国製造業者	Cranberry International Sdn Bhd (クランベリーインターナショナル)
国名	マレーシア