

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスリテーナ JMDN 33204000
デンタータス マトリックスリテーナー

【禁忌・禁止】

1. 器具の形態変更や改造・分解等しないこと。
2. 本品の材質に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症のある医療従事者および患者への使用はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

[原材料]

ステンレス鋼

[原理]

本品は、患者に適合したマトリックスバンドを本品のスロット内部に挿入し、ノブを時計回りに回転させることにより固定する。

*【併用する医療機器】

一般的名称	販売名	届出番号	製造販売業者
歯科用マトリックスバンド	デンタータスマトリックスバンド	13B1X00004000232	東京歯科産業株式会社

【使用目的又は効果】

本品は、マトリックスバンドを歯の所定の位置に保持するために用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

<使用前の準備>

1. 適切な本品とマトリックスバンド*を選択する。
2. 使用前に洗浄・滅菌する。

<使用方法>

1. マトリックスバンド*の両端を一緒に持ち、それらを本品の固定口に差し込み、止まるまで押し込む。
2. 手元側の小さいノブでマトリックスバンド*を固定する。マトリックスバンド*がしっかりと固定されるまで、ノブを時計回りに回す。
3. 装着が完了したら、大きい方のノブを反時計回りに回してマトリックスバンド*を緩め、歯から慎重に取り外す。
4. 本品の小さい方のノブを反時計回りに回して、マトリックスバンド*を本品から外す。

<使用後の処置>

1. 表面に付着した異物を拭き取った後、40℃以下の流水で洗浄する。
2. オートクレーブ滅菌をおこなった後はよく乾燥させる。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. 本品（アングルモデル）を使用する際、マトリックスバンド*の窪み側を本品スロットの短辺側に向けて入れること。
2. マトリックスバンド*が本品にしっかりと固定されていることを確認すること。
3. 塩化ナトリウム溶液には浸さないこと。ひび割れ、腐食の原因となる。

【使用上の注意】

[使用注意]

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。
3. 使用後は感染予防のため、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄すること。

[重要な基本的注意]

1. 本品の使用にあたっては、外観上の損傷各部位の緩み等がないか確認を行うこと。
2. 器具の脱落は誤飲等の重大事故につながる危険性が高いので十分に確認作業を行い注意して取り扱うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光、高温多湿、水分（水濡れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	東京歯科産業株式会社
所在地	東京都千代田区外神田 6-10-5
外国製造業者	Dentatus AB(デンタータス)
国名	スウェーデン